

SZAFKA WEWNĘTRZNA NA DEFIBRYLATOR AIVIA IN



Uniwersalna szafka do przechowywania wszystkich modeli defibrylatorów AED wewnątrz budynków. Produkt charakteryzuje się nowoczesnością i wysoką estetyką, która wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza.

Oferowana wersja nie posiada alarmu dźwiękowego.

Kod produktu: X3AI00-XX000

Kod produktu: DEF-172

700,00 zł z VAT, 569,11 zł netto

Opis

Uniwersalna szafka do przechowywania wszystkich modeli defibrylatorów AED wewnątrz budynków. Produkt charakteryzuje się nowoczesnością i wysoką estetyką, która wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Szafka została wykonana z dwóch elementów – poliwęglanowej obudowy oraz podstawy z tworzywa ABS, zastosowanie tych materiałów gwarantuje wytrzymałość i solidność. Oba tworzywa są powszechnie wykorzystywane w przemyśle ze względu na wyjątkowe właściwości dotyczące odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Szafka posiada oznakowania w postaci piktogramów informujących o kolejności działań ratowniczych w przypadku użycia AED oraz międzynarodowy symbol AED.

Wymiary szafki

- wysokość: 41,5 cm
- szerokość: 34,5 cm
- głębokość: 20,2 cm

Oferowana wersja nie posiada alarmu dźwiękowego.

Bezpieczeństwo

Szafka wewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i ekspozycji defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

Producent

PYRESCOM
Mas des Tilleuls
66680 Canohès
Francja

+33 (0)4 68 68 39 68

info@aivia.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PYRESCOM Mas des Tilleuls 66680 Canohès Francja +33 (0)4 68 68 39 68 info@aivia.eu

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.