

SZAFKA ZEWNĘTRZNA AIVIA 200 V3 Z ALARMEM DŹWIĘKOWYM Z ZASILACZEM I MODUŁEM GSM



Szafka Aivia 200 z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Produkt spełnia normę IP44 co oznacza, że jest odporny na objekty większe niż 1mm, a także na wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków. Szafka wyposażona została w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

W celu konfiguracji modułu GSM konieczne jest dostarczenie przez zamawiającego karty SIM.

Szafka oferowana jest w zestawie wraz z 24V zasilaczem oraz modułem GSM.

Kod produktu: DEF-316

3 420,00 zł z VAT, 3 166,67 zł netto

Opis

Szafka Aivia 200 dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący, utrzyma właściwe warunki dla baterii urządzenia zarówno podczas mrozów jak i upałów. Produkt spełnia normę IP54 co oznacza, że jest odporny na strumień bryzgającej wody oraz wnikanie do środka obiektów większych niż 1 mm. Szafka została wyposażona w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

Produkt został wykonany z dwóch elementów – poliwęglanowej obudowy oraz podstawy z tworzywa ABS, zastosowanie tych materiałów gwarantuje wytrzymałość i solidność. Oba tworzywa są powszechnie wykorzystywane w przemyśle ze względu na wyjątkowe właściwości dotyczące odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Szafka posiada oznakowania w postaci piktogramów informujących o kolejności działań ratowniczych w przypadku użycia AED oraz międzynarodowy symbol AED.

W celu konfiguracji modułu GSM konieczne jest dostarczenie przez zamawiającego karty SIM.

Szafka oferowana jest w zestawie wraz z 24V zasilaczem oraz modułem GSM.

Cechy produktu

- korpus wykonany z wytrzymałego ABS, a pokrywa z poliwęglanu
- nocne podświetlenie
- połączenie telefoniczne GSM
- zużycie prądu z włączonym ogrzewaniem wynosi maksymalnie 2400 mA
- wymiary zewnętrzne szafki 20,1 x 38,8 x 42,3 cm.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent szafki

PYRESCOM, Francja

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

szafki PYRESCOM, Francja

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.