

# SZAFKA ZEWNĘTRZNA AIVIA 200 V3 Z ALARMEM DŹWIĘKOWYM Z ZASILACZEM I MODUŁEM GSM



Szafka Aivia 200 z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Produkt spełnia normę IP44 co oznacza, że jest odporny na obiekty większe niż 1mm, a także na wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków. Szafka wyposażona została w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

W celu konfiguracji modułu GSM konieczne jest dostarczenie przez zamawiającego karty SIM.

**Szafka oferowana jest w zestawie wraz z 24V zasilaczem oraz modułem GSM.**

---

**Kod produktu:** DEF-316

**3,420,00 zł z VAT, 3,166,67 zł netto**

## Opis

Szafka Aivia 200 dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący, utrzyma właściwe warunki dla baterii urządzenia zarówno podczas mrozów jak i upałów. Produkt spełnia normę IP54 co oznacza, że jest odporny na strumień bryzgającej wody oraz wnikanie do środka obiektów większych niż 1 mm. Szafka została wyposażona w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

Produkt został wykonany z dwóch elementów – poliwęglanowej obudowy oraz podstawy z tworzywa ABS, zastosowanie tych materiałów gwarantuje wytrzymałość i solidność. Oba tworzywa są powszechnie wykorzystywane w przemyśle ze względu na wyjątkowe właściwości dotyczące odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Szafka posiada oznakowania w postaci piktogramów informujących o kolejności działań ratowniczych w przypadku użycia AED oraz międzynarodowy symbol AED.

W celu konfiguracji modułu GSM konieczne jest dostarczenie przez zamawiającego karty SIM.

**Szafka oferowana jest w zestawie wraz z 24V zasilaczem oraz modułem GSM.**

## Cechy produktu

- korpus wykonany z wytrzymałego ABS, a pokrywa z poliwęglanu
- nocne podświetlenie
- połączenie telefoniczne GSM
- zużycie prądu z włączonym ogrzewaniem wynosi maksymalnie 2400 mA
- wymiary zewnętrzne szafki 20,1 x 38,8 x 42,3 cm.

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent szafki**

PYRESCOM, Francja

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

szafki PYRESCOM, Francja

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.