

# SZAFKA ZEWNĘTRZNA AIVIA 200 V3 Z ALARMEM DŹWIĘKOWYM



Szafka Aivia 200 z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Produkt spełnia normę IP44 co oznacza, że jest odporny na obiekty większe niż 1mm, a także na wodą bryzgającą ze wszystkich kierunków. Szafka wyposażona została w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

**Szafka zasilana jest za pomocą zewnętrznego źródła zasilania 24V (brak w zestawie).**

**Kod produktu:** X3A200-XX101

---

**Kod produktu:** DEF-085

**2,090,00 zł z VAT, 1,935,19 zł netto**

## Opis

Szafka Aivia 200 dedykowana jest do przechowywania defibrylatora AED na zewnątrz budynku. Z uwagi na wbudowany moduł grzewczy oraz chłodzący, utrzyma właściwe warunki dla baterii urządzenia zarówno podczas mrozów jak i upałów. Produkt spełnia normę IP54 co oznacza, że jest odporny na strumień bryzgającej wody oraz wnikanie do środka obiektów większych niż 1 mm. Szafka została wyposażona w alarm dźwiękowy oraz świetlny, które załączają się po otwarciu pokrywy.

Produkt został wykonany z dwóch elementów – poliwęglanowej obudowy oraz podstawy z tworzywa ABS, zastosowanie tych materiałów gwarantuje wytrzymałość i solidność. Oba tworzywa są powszechnie wykorzystywane w przemyśle ze względu na wyjątkowe właściwości dotyczące odporności na uderzenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Szafka posiada oznakowania w postaci piktogramów informujących o kolejności działań ratowniczych w przypadku użycia AED oraz międzynarodowy symbol AED.

**Szafka zasilana jest za pomocą zewnętrznego źródła zasilania 24V (brak w zestawie).**

## Cechy produktu

- korpus wykonany z wytrzymałego ABS, a pokrywa z poliwęglanu
- nocne podświetlenie
- zużycie prądu z włączonym ogrzewaniem wynosi maksymalnie 2400 mA
- wymiary zewnętrzne szafki 20,1 x 38,8 x 42,3 cm.

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

PYRESCOM, Francja

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

PYRESCOM, Francja

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.