

SZAFKA ZEWNĘTRZNA CABINAID PRO



Szafka Cabinaid to nowoczesne, wytrzymałe i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania defibrylatorów AED, które zapewnia szybki dostęp w sytuacjach ratunkowych.

Kod produktu: SZK-PARENT-40305

3,320,00 zł z VAT, 2,699,19 zł netto

Opis

Szafka Cabinaid to nowoczesne, wytrzymałe i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania defibrylatorów AED, które zapewnia szybki dostęp w sytuacjach ratunkowych. Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności, jest idealnym wyborem do użytku zewnętrznego, w różnych warunkach atmosferycznych. Dzięki innowacyjnemu systemowi otwierania, Cabinaid gwarantuje natychmiastowy dostęp do defibrylatora, co może mieć kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych.

- **Błyskawiczny dostęp do AED** – Szafka wyposażona jest w system szybkiego otwierania, który umożliwia natychmiastowe dotarcie do defibrylatora. Wystarczy pociągnąć za uchwyt jedną ręką, aby otworzyć szafkę i natychmiast rozpocząć używanie AED w razie potrzeby.
- **Kompatybilność z każdym modelem AED** – Cabinaid została zaprojektowana tak, aby pasowała do wszystkich dostępnych na rynku modeli defibrylatorów. Oferuje przestronną wnękę na urządzenie oraz akcesoria, zapewniając pełną funkcjonalność.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** – Cabinaid doskonale sprawdza się w każdych warunkach. Odporna na mróz, wysokie temperatury, wilgoć oraz zapylenie – szafka jest niezawodna w zmiennych warunkach klimatycznych, typowych dla Polski.
- **Nowoczesny design** – Dzięki jaskrawym kolorom i oświetleniu LED, Cabinaid wyróżnia się i jest łatwa do zauważenia, nawet w ciemności. Logo ILCOR AED zwiększa jej rozpoznawalność, co sprawia, że jest widoczna w każdej sytuacji.
- **Wysoka odporność i wytrzymałość** – Szafka spełnia normy IK10, co oznacza odporność na uderzenia o energii 20 dżuli. Certyfikat IP56 gwarantuje odporność na pył oraz wodę, co zapewnia niezawodność w każdych warunkach.
- **Łatwość montażu i obsługi** – Szafka Cabinaid jest prosta w montażu na dowolnej powierzchni, nie wymaga skomplikowanego systemu instalacyjnego, co znacznie obniża czas montażu.

Przestronność i funkcjonalność

Szafki AED Cabinaid zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić każdy typ defibrylatora. Stała głębokość zapewnia odpowiednią przestronność, także na dodatkowe akcesoria, takie jak zestaw ratowniczy, dodatkowe baterie, elektrody czy apteczka. Dzięki opcji organizowania wnętrza za pomocą przegród, można dostosować szafkę do własnych potrzeb.

Specyfikacja:

- Do użytku zewnętrznego w temperaturze od -20°C do 60°C.
- System automatycznie włącza ogrzewanie szafki, gdy temperatura spada poniżej poziomu bezpiecznego dla AED utrzymując stałą, dodatnią temperaturę.
- Aktywne chłodzenie, pozwalające na przechowywanie AED w miejscach, w których występują ekstremalnie wysokie temperatury.
- Alarm wizualny i dźwiękowy po otwarciu.
- Oświetlenie LED
- Uchwyt na AED
- Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: zielony i czerwony
- Długość i szerokość: Ø 55 cm
- Szerokość wewnętrzna: Ø 48,5 cm
- Głębokość: 21,4 cm
- Waga: 5,7 kg

Bezpieczeństwo

Szafka zewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i eksponowania defibrylatora AED.

Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

Producent

AED Cup B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 760 156

info@cabinaid.com

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Zielona, Czerwona

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

AED Cup B.V. Celsiusstraat 15 6003 DG Weert Holandia +31 495 760 156 info@cabinaid.com