



## SZAFKA ZEWNĘTRZNA SMARTCASE SC1230 Z ALARMEM DŹWIĘKOWYM

SmartCase SC 1230 to jedna z najlepszych szafek do przechowywania AED na zewnątrz budynku.

---

**Kod produktu:** DEF-105

**2 550,00 zł z VAT, 2 073,17 zł netto**

### Opis

SmartCase SC 1230 to jedna z najlepszych szafek do przechowywania AED **na zewnątrz budynku**. Produkt należy do absolutnej czołówki i posiada wiele cech, które wyróżniają go na tle konkurencji. Podstawową funkcją szafki jest ochrona defibrylatora przed kradzieżą i nieprzyjawnymi warunkami pogodowymi, które są szkodliwe dla baterii urządzenia. Szafka SmartCase spełnia te wytyczne znakomicie. Wykonana z hartowanej **stali nierdzewnej**, gwarantuje niesłychaną wytrzymałość na akty wandalizmu i uszkodzenia mechaniczne. Ponadto, powłoka antykorozyjna zabezpiecza ją przed wilgocią i innymi, ciężkimi warunkami atmosferycznymi. Z przodu umieszczono okno inspekcyjne, dzięki któremu można sprawdzać stan defibrylatora bez konieczności otwierania drzwi. Okno wykonano również z bardzo wytrzymałego **poliwęglanu**, odpornego na zabicie. Na wyposażeniu produktu znajduje się głośny **alarm dźwiękowy** o sile 90 dB, który automatycznie uruchamia się podczas otwarcia drzwiczek. Co więcej, w szafce zainstalowano **oświetlenie LED**, które podświetla ją, aby była widoczna w ciemności.

To co wyróżnia produkt na tle konkurencji to funkcje utrzymania optymalnych warunków dla defibrylatora wewnątrz komory. Ściany szafki są odpowiednio wyścielone **materiałem izolacyjnym**, który w czasie minusowych temperatur utrzymuje ciepło, a podczas dni upalnych chroni przed przegrzaniem. W środku umieszczono bardzo wydajny **system ogrzewania**, który sprostą najbardziej srogim temperaturom. Co jest niezwykle istotne, szafka posiada także **wentylator**, który jest niezastąpiony w czasie wysokich temperatur. Powoduje on ruch powietrza, obniżając odczuwalną temperaturę wewnątrz komory.

Uwaga! Szafka wymaga podłączenia do stałego źródła prądu elektrycznego – zasilana za pomocą transformatora 24V.

### Dane techniczne

- produkt dedykowany do wszystkich defibrylatorów AED na rynku
- wymiary szafki 20 x 40 x 40 cm, waga 7 kg
- szafka wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką antykorozyjną
- bardzo dobra izolacja, wydajny moduł ogrzewania oraz system chłodzenia
- okno inspekcyjne wykonane z poliwęglanu
- oświetlenie LED i alarm dźwiękowy o sile 95 dB.

## **Bezpieczeństwo**

Szafka zewnętrzna przeznaczona do bezpiecznego przechowywania i eksponowania defibrylatora AED.

Użytkować zgodnie z przeznaczeniem; montaż wykonać w sposób trwały i odpowiedni do rodzaju podłoża.

## **Producent**

Global Technics Medicare B.V.

Industrieweg 36A

2382 NW Zoeterwoude

Holandia

+31 (0)71-2100220

info@sixcase.com

## **Porównanie szafek latem**

## **Porównanie szafek zimą**

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Global Technics Medicare B.V. Industrieweg 36A 2382 NW Zoeterwoude Holandia +31 (0)71-2100220 info@sixcase.com

Porównanie szafek latem Porównanie szafek zimą