

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA SPLINT 11×100 CM



Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 100 x 11 cm. Szyna pakowana na płasko. Podstawowe element każdego zestawu ratowniczego.

Kod produktu: TIU-025

GTIN: 5904653701046

Kod produktu: TIU-025

GTIN: 5904653701046

24,00 zł z VAT, 22,22 zł netto

Opis

Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 100 cm x 11 cm. Szyna pakowana na płasko. Podstawowe element każdego zestawu ratowniczego.

Szyna SPLINT to prosty oraz uniwersalny sposób na unieruchomienie ortopedyczne. Szynę należy odpowiednio wymodelować, a następnie zamocować do kończyny, dzięki czemu uzyskujemy pełne usztywnienie uszkodzonej kończyny. Szyna składa się z aluminiowej listwy zabezpieczonej polietylenową pianką. Produkt niewidoczny dla RTG.

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wymiary: 100 x 11 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska