

# SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA SPLINT 11×100 CM



Szyrna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 100 x 11 cm. Szyrna pakowana na płasko. Podstawowe element każdego zestawu ratowniczego.

**Kod produktu:** TIU-025

**GTIN:** 5904653701046

---

**Kod produktu:** TIU-025

**GTIN:** 5904653701046

**24,00 zł z VAT, 22,22 zł netto**

## Opis

Szyrna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 100 cm x 11 cm. Szyrna pakowana na płasko. Podstawowe element każdego zestawu ratowniczego.

Szyrna SPLINT to prosty oraz uniwersalny sposób na unieruchomienie ortopedyczne. Szynę należy odpowiednio wyprofilować, a następnie zamocować do kończyny, dzięki czemu uzyskujemy pełne usztywnienie uszkodzonej kończyny. Szyrna składa się z aluminiowej listwy zabezpieczonej polietylenową pianką. Produkt niewidoczny dla RTG.

## Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wymiary: 100 x 11 cm

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska