

# SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA SPLINT 11×91 CM, KOLOR CZERWONY



Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91 x 11 cm. Szyna pakowana na płasko. Podstawowy element każdego zestawu ratowniczego.

**Kod produktu:** TIU-041

**GTIN:** 5904653701039

---

**Kod produktu:** TIU-041

**GTIN:** 5904653701039

**22,00 zł z VAT, 20,37 zł netto**

## Opis

Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91 cm x 11 cm. Szyna pakowana na płasko. Podstawowy element każdego zestawu ratowniczego.

Szyna SPLINT to prosty oraz uniwersalny sposób na unieruchomienie ortopedyczne. Szynę należy odpowiednio wymodelować, a następnie zamocować do kończyny, dzięki czemu uzyskujemy pełne usztywnienie uszkodzonej kończyny. Szyna składa się z aluminiowej listwy zabezpieczonej polietylenową pianką. Produkt niewidoczny dla RTG.

## Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wymiary: 91 x 11 cm

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska