

SZYNA UNIERUCHAMIAJĄCA SPLINT 11 X 91 CM, KOLOR ZIELONY



Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91 x 11 cm w kolorze zielonym. Szyna pakowana na płasko.

Podstawowy element każdego zestawu ratowniczego.

Kod produktu: TIU-101

GTIN: 5905832172909

Kod produktu: TIU-101

GTIN: 5905832172909

22,00 zł z VAT, 20,37 zł netto

Opis

Szyna usztywniająca typu SPLINT o wymiarach 91 x 11 cm w kolorze zielonym. Szyna pakowana na płasko. Podstawowy element każdego zestawu ratowniczego.

Szyna SPLINT to prosty oraz uniwersalny sposób na unieruchomienie ortopedyczne. Szynę należy odpowiednio wymodelować, a następnie zamocować do kończyny, dzięki czemu uzyskujemy pełne usztywnienie uszkodzonej kończyny. Szyna składa się z aluminiowej listwy zabezpieczonej polietylenową pianką. Produkt niewidoczny dla RTG.

Charakterystyka produktu

- wyrób medyczny klasy I, niesterylny
- wymiary: 91 x 11 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Black Front Paweł Warzybok, Polska