

SZYNA WYCIĄGOWA TS-01



Szyna wyciągowa TS-01 to lekka, regulowana szyna trakcyjna do unieruchamiania złamań kończyny dolnej u osób dorosłych. Dzięki mechanizmowi wyciągowemu odciąża uszkodzone tkanki, ogranicza ból i ryzyko dalszych uszkodzeń kości, naczyń i nerwów. W zestawie szyna z pasami oraz torba transportowa.

Kod produktu: TS-01

GTIN: 6974442059305

Kod produktu: TIU-107

GTIN: 6974442059305

590,00 zł z VAT, 546,30 zł netto

Opis

Szyna wyciągowa TS-01 to klasyczna szyna trakcyjna przeznaczona do stabilizacji i wyciągowego unieruchomienia złamań kości kończyny dolnej (m.in. kości udowej) u osób dorosłych. Zastosowanie kontrolowanego wyciągu zmniejsza ucisk tkanek, przynosi poszkodowanemu wyraźną ulgę bólową i pomaga ograniczyć dalsze uszkodzenia kości, naczyń krwionośnych, nerwów i mięśni.

Konstrukcja szyny oparta jest głównie na lekkim stopie aluminium z systemem regulacji długości, co pozwala dopasować ją do wzrostu pacjenta. Pasy z wytrzymałej taśmy nylonowej współpracują z mechanizmem wyciągowym, umożliwiając szybkie uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego poziomu trakcji. Niewielka masa i prosta budowa ułatwiają użycie zarówno w zespole dwu-, jak i trzyosobowym.

Szyna TS-01 przeznaczona jest do stosowania w zespołach ratownictwa medycznego, na SOR, w izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, a także w ośrodkach zdrowia, sztabach kryzysowych i innych służbach odpowiedzialnych za ewakuację oraz transport poszkodowanych. Może być również elementem wyposażenia zestawów urazowych i szkoleniowych.

Cechy i zalety

- szyna wyciągowa dla dorosłych – do złamań kończyny dolnej
- działanie trakcyjne: odciążenie tkanek, ograniczenie bólu i dalszych uszkodzeń
- regulowana długość – dopasowanie do wzrostu pacjenta
- lekka konstrukcja ze stopu aluminium
- pasy z taśm nylonowych do stabilizacji kończyny i realizacji wyciągu
- szybkie zakładanie, odpowiednia do działań przedszpitalnych i szpitalnych

- gładkie powierzchnie – łatwiejsze czyszczenie i dezynfekcja

Zestaw zawiera

- 1 × szyna wyciągowa TS-01
- 1 × torba transportowa

Parametry techniczne

- przeznaczenie: dorośli
- materiał konstrukcji: stop aluminium, pasy nylonowe
- długość regulowana: ok. 90-136 cm
- przybliżone wymiary robocze: ok. 136 × 22 × 18 cm
- masa: ok. 2 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungu Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny