

TABLICA ŚCIENNA DO DEFIBRYLATORA AED REANIBEX 100



Tablica ścienna dedykowana do zawieszenia defibrylatora AED Reanibex 100 na ścianie wewnątrz budynku. Stanowi nowoczesną i estetyczną alternatywę dla standardowych szafek ściennych.

Kod produktu: DEF-248

230,00 zł z VAT, 186,99 zł netto

Opis

Tablica ścienna dedykowana do zawieszenia defibrylatora AED Reanibex 100 na ścianie wewnątrz budynku. Stanowi nowoczesną i estetyczną alternatywę dla standardowych szafek ściennych.

Tablice ścienną wykonano z bardzo trwałej płyty kompozytowej Tubond, która stworzona jest z dwóch warstw aluminium przedzielonych rdzeniem z polietylenu. Materiał ten jest bardzo trwały, sztywny oraz odporny na niekorzystne warunki tj. wilgoć czy promienie słoneczne.

Bezpośrednio do tablicy montuje się dedykowany uchwyt ścienny, który został specjalnie zaprojektowany pod kształt uchwytu defibrylatora AED Reanibex 100. Dzięki temu, zawieszony na nim defibrylator AED jest stabilny, bezpieczny, a jednocześnie stale dostępny i gotowy do szybkiego użycia w akcji ratowniczej. Opcjonalnie przez uchwyt można przełożyć plastikową plombę, gdyby była taka potrzeba.

Na tablicy umieszczono uproszczoną instrukcję postępowania w przypadku konieczności użycia defibrylatora AED. Ponadto, znajduje się tam także opis urządzenia wraz z międzynarodowym symbolem AED.

Wymiary tablicy: 41 x 56 cm

Skład zestawu

- Tablica ścienna
- Uchwyt ścienny na AED
- Komplet śrub i wkrętów do zawieszenia
- Instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do oznakowania miejsca instalacji defibrylatora AED. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
Montaż przeprowadzić w sposób trwały i stabilny, dostosowany do rodzaju podłoża.

Producent

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MED-WAR Tomasz Warzybok ul. 11 listopada 5 62-100 Wągrowiec Polska +48 516 546 004 sklep@szkolimy.net

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.