

# TORBA DO DEFIBRYLATORA AED REANIBEX 100



Torba transportowo-ochronna na defibrylator AED Reanibex 100, która zapewnia podstawowy stopień bezpieczeństwa. Chroni urządzenie przed zabrudzeniem, zarysowaniami czy upadkami z małej wysokości. Pokrowiec można w łatwy sposób rozpiąć dwoma zamkami, aby mieć dostęp do pokrywy defibrylatora.

---

**Kod produktu:** DEF-242

**250,00 zł z VAT, 203,25 zł netto**

## Opis

Torba transportowo-ochronna na defibrylator AED Reanibex 100, która zapewnia podstawowy stopień bezpieczeństwa. Chroni urządzenie przed zabrudzeniem, zarysowaniami czy upadkami z małej wysokości. Pokrowiec można w łatwy sposób rozpiąć dwoma zamkami, aby mieć dostęp do pokrywy defibrylatora.

Wewnątrz znajduje się dedykowana kieszeń na zapasową parę elektrod. Na froncie widnieje odbłaskowy symbol oraz napis związany z AED, wskazując co jest zawartością torby. Górna krawędź materiału została wyprofilowana w taki sposób, aby była widoczna dioda LED informująca o stanie technicznym urządzenia. Na tylnej ścianie pokrowca umieszczono sporych rozmiarów rzep, który w razie potrzeby może posłużyć do zamocowania torby w samochodzie czy zestawie ratowniczym. Dodatkowo, wszywany jest także zaczep materiałowy, który może być wykorzystany do powieszenia defibrylatora na haku czy innym wieszaku.

- Wymiary torby: 10x 22 x 24 cm
- Materiał: Codura

## Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do transportu wyposażenia. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem sprawdzić stan techniczny elementów (szywy, zamki, paski).

## Producent

MEDIS Ewelina Warzybok  
Północna 145C  
62-005 Promnice  
Polska  
+48 789 772 898  
aed@reanibex.pl

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

MEDIS Ewelina Warzybok Północna 145C 62-005 Promnice Polska +48 789 772 898 [aed@reanibex.pl](mailto:aed@reanibex.pl)

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.