

TORBA TRANSPORTOWA CU MEDICAL DO DEFIBRYLATORA SP1



Torba SP1-A-BAG-3010 została specjalnie zaprojektowana pod defibrylator iPAD SP1, zapewnia nie tylko ochronę urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, trudnymi warunkami i szkodliwym działaniem kurzu i wody, ale również ułatwia transportowanie i przechowywanie defibrylatora AED.

Etui wykonane jest ze sztywnego, lekkiego i trwałego materiału, o wyróżniającym się kolorze, który pomaga szybko znaleźć AED w nagłych wypadkach.

Torba jest wyposażona w uchwyt z gumową osłonką i regulowany pasek na ramię ułatwiający przenoszenie. Zamykana na zamek błyskawiczny umożliwia szybki dostęp do AED. Wewnątrz etui znajduje się przegródka na instrukcję obsługi oraz inne dodatkowe akcesoria.

Torba posiada okienko rewizyjne umożliwiające sprawdzenie kontrolki stanu defibrylatora, elektrod oraz baterii.

Torba transportowa CU Medical na defibrylator SP1

kod: SP1-A-BAG-3010

kod EAN: 8809435481321

Torba SP1-A-BAG-3010 została specjalnie zaprojektowana pod defibrylator iPAD SP1, zapewnia nie tylko ochronę urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, trudnymi warunkami i szkodliwym działaniem kurzu i wody, ale również ułatwia transportowanie i przechowywanie defibrylatora AED.

Etui wykonane jest ze sztywnego, lekkiego i trwałego materiału, o wyróżniającym się kolorze, który pomaga szybko znaleźć AED w nagłych wypadkach.

Torba jest wyposażona w uchwyt z gumową osłonką i regulowany pasek na ramię ułatwiający przenoszenie. Zamykana na zamek błyskawiczny umożliwia szybki dostęp do AED. Wewnątrz etui znajduje się przegródka na instrukcję obsługi oraz inne dodatkowe akcesoria. Torba posiada okienko rewizyjne umożliwiające sprawdzenie kontrolki stanu defibrylatora, elektrod oraz baterii.

W przypadku nagłej sytuacji wymagającej użycia AED nie ma konieczności wyciągania w całości defibrylatora z etui, ponieważ konstrukcja torby umożliwia wyjęcie elektrod, nawet gdy torba jest całkowicie zamknięta.

Kolor: pomarańczowy.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.