

TRENAŻER DO KONIKOTOMII (TECHLINE - CRIC IN A BOX®)



Trenażer Cric in a Box® firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia procedury konikotomii – ratunkowego chirurgicznego dostępu do dróg oddechowych. Model umożliwia prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych, pozwalając trenować procedurę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Kod produktu: PTT-B52

Kod produktu: PTT-B52

4,690,00 zł z VAT, 3,813,01 zł netto

Opis

Trenażer Cric in a Box® firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia procedury konikotomii – ratunkowego chirurgicznego dostępu do dróg oddechowych. Model umożliwia prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych, pozwalając trenować procedurę w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Symulator odwzorowuje najważniejsze punkty anatomiczne szyi, w tym kość gnykową, chrząstkę tarczową oraz chrząstkę pierścieniową, co umożliwia prawidłową identyfikację miejsca wykonania procedury. Wewnętrzne pierścienie tchawicy zapewniają wyczuwalną informację zwrotną, potwierdzając prawidłowe wprowadzenie narzędzia podczas ćwiczeń.

Model wyposażony jest w symulowaną skórę i membrany, które pozwalają kursantom wykonywać nacięcia chirurgiczne niezbędne do uzyskania dostępu do dróg oddechowych. Konstrukcja tchawicy wykonana jest z wytrzymałego, a jednocześnie elastycznego kompozytu, co umożliwia korzystanie z narzędzi takich jak hak dotchawiczy.

Trenażer dostarczany jest w kompaktowej walizce transportowej, dzięki czemu doskonale sprawdza się zarówno podczas szkoleń w ośrodkach dydaktycznych, jak i ćwiczeń terenowych.

Najważniejsze cechy

- realistyczny trening konikotomii (chirurgicznego dostępu do dróg oddechowych)
- odwzorowane punkty anatomiczne szyi: kość gnykowa, chrząstka tarczowa i pierścieniowa
- symulowana tchawica z pierścieniami zapewniającymi informację dotykową
- możliwość wykonywania nacięć chirurgicznych w symulowanej skórze i membranach

- konstrukcja umożliwiająca użycie haka dotchawiczego
- kompaktowa walizka transportowa w zestawie
- odpowiedni do szkoleń ratowniczych, medycznych oraz taktycznych

Zawartość zestawu

- trener Cric in a Box®
- 5x wymienna skóra szyi
- 25x membrana treningowa

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Techline Technologies, Inc.
668 Davisville Road
Willow Grove, PA 19090
Stany Zjednoczone
+1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok
ul. 11 listopada 5
62-100 Wągrowiec
Polska
+48 516 546 004
sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com