

TRENAŻER INIEKCJI DOMIĘŚNIOWEJ (TECHLINE - INJECTION IN A BOX®)



Trenażer Injection in a Box™ firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki iniekcji domięśniowych (IM) w warunkach szkoleniowych. Model umożliwia prowadzenie praktycznych ćwiczeń z zakresu prawidłowego podawania leków drogą domięśniową, pozwalając kursantom rozwijać umiejętności niezbędne w pracy ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

Kod produktu: PTT-B54-L

Kod produktu: PTT-B54-L

2 290,00 zł z VAT, 1 861,79 zł netto

Opis

Trenażer Injection in a Box™ firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki iniekcji domięśniowych (IM) w warunkach szkoleniowych. Model umożliwia prowadzenie praktycznych ćwiczeń z zakresu prawidłowego podawania leków drogą domięśniową, pozwalając kursantom rozwijać umiejętności niezbędne w pracy ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

Symulator odwzorowuje strukturę skóry i tkanek miękkich, zapewniając realistyczne odczucie podczas wykonywania wkłucia. Unikalna konstrukcja modelu umożliwia zbieranie podanego płynu w specjalnej komorze z gąbką, dzięki czemu trening może być prowadzony wielokrotnie bez konieczności wymiany całego symulatora.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu odwzorowującego skórę i tkanki. Wielowarstwowa struktura kolorystyczna zwiększa realizm symulacji, a zastosowany opatentowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy z tkanką. Konstrukcja jest jednocześnie bardzo trwała i odporna na intensywne użytkowanie oraz promieniowanie UV.

Kompaktowa konstrukcja oraz dołączone etui transportowe o wymiarach 17,0 × 11,9 × 9,9 cm umożliwiają łatwy transport i przechowywanie, dzięki czemu trenażer doskonale sprawdza się zarówno w ośrodkach szkoleniowych, jak i podczas szkoleń terenowych.

Najważniejsze cechy

- realistyczny trening iniekcji domięśniowych (IM)

- symulacja skóry i tkanek miękkich o realistycznych właściwościach
- możliwość podawania płynów treningowych
- system zbierania podanego płynu w komorze z gąbką
- silikonowa konstrukcja odwzorowująca tkanki
- opatentowany materiał SOFTTECH® zapewniający realistyczne odczucia
- wysoka trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- kompaktowa konstrukcja w walizce transportowej
- odpowiedni do szkoleń medycznych, ratowniczych oraz taktycznych

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Techline Technologies, Inc.

668 Davisville Road

Willow Grove, PA 19090

Stany Zjednoczone

+1 215 657 1909

sales@techlinetrauma.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909

sales@techlinetrauma.com