

TRENAŻER NOGI DO TAMOWANIA KRWOTOKÓW ZEWNĘTRZNYCH



Trenażer do tamowania krwotoku na kończynie dolnej z realistyczną symulacją krwawień i ran. Symulator umożliwia trening m.in.: zakładania opaski uciskowej czy opatrywania rany za pomocą gazy zrolowanej lub opatrunku uciskowego.

Kod produktu: P103

GTIN: 4053083071227

Kod produktu: FAN-113

GTIN: 4053083071227

9 440,00 zł z VAT, 7 674,80 zł netto

Opis

Trenażer do tamowania krwotoku na kończynie dolnej z realistyczną symulacją krwawień i ran. Symulator umożliwia trening m.in.: zakładania opaski uciskowej czy opatrywania rany za pomocą gazy zrolowanej lub opatrunku uciskowego.

Trenażer nogi wyposażony jest w trzy różne rodzaje ran

- głęboka rana – około 4 cm – w okolicy pachwiny
- postrzałowa na wylot dużego kalibru (GSW)
- amputacja w okolicy kolana

Trenażer pozwala trenować następujące procedury kontroli krwotoku

- użycie opaski uciskowej
- Opaskę można założyć „wysoko i ciasno” lub 5-8 cm nad raną. Po prawidłowym założeniu opaski uciskowej krwawienie ustaje. Możliwe jest również założenie podwójnej opaski uciskowej.
- pakowanie ran
- Głęboko w ranie znajduje się uszkodzona rurka symulująca żyłę, którą można ręcznie wyczuć. Miejsce to można zapakować gazą.
- użycie na rany postrzałowe opatrunków hemostatycznych XSTAT®
- założenia opatrunku na kikut
- Technika omijania kolana: technika ta ma zastosowanie w scenariuszach, które wykluczają ranę łączącą. W tym celu dostarczana jest osłona rany.

Krwawienie jest kontrolowane przez instruktora: krwawienie każdej rany jest kontrolowane za pomocą ręcznego systemu pompowania krwi symulującego żylny lub tętniczy krwotok. Może krwawić tylko pojedyncza rana lub można połączyć dwie lub trzy aby krwawiły jednocześnie. Gdy osoba trenująca opanuje krwotok wtedy następuje zatrzymanie krwawienia.

Cechy

- noga dorosłego mężczyzny z realistyczną budową zewnętrzną
- posiada punkty orientacyjne (kości) oraz namacalne naczynia krwionośne uszkodzone w postrzale
- skóra wykonana została z wysokiej jakości silikonu, która doskonale odzwierciedla dotyk ludzkiej skóry i tkanek
- informacja zwrotna w postaci ustania krwawienia po prawidłowym założeniu opaski uciskowej (mechaniczne zamknięcie naczyń krwionośnych)
- opaskę uciskową można założyć „wysoko i ciasno” lub 5-8 cm nad raną
- każda z ran krwawi niezależnie od siebie
- każdą ranę można ukryć za pomocą specjalnej osłony aby zaoferować modułowe scenariusze obrażeń
- trenażer można wykorzystać do ćwiczeń w terenie, gdyż nie wymaga użycia dodatkowego zasilania
- łatwy w utrzymaniu/czyszczeniu
- wyposażony w torbę transportową
- Rozmiary: 56 cm
- Waga: 5,1 kg
- kod produktu: P103

Układ krwionośny

- zbiornik na krew 2 litry z ręczną pompą, która stymuluje pulsujący krwotok żylny lub tętniczy
- 250 ml koncentratu sztucznej krwi do wytwarzania 2 litrów sztucznej krwi
- brak przepływu wstecznego krwi do zbiornika przy opatrywaniu ran

Skład zestawu

- noga z 3 różnymi ranami
- 2 osłony na rany
- ręczna pompa do pompowania krwi
- torba transportowa
- 250 ml koncentratu sztucznej krwi
- zbiornik na krew pojemności 2 litrów

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20

20459 Hamburg

Niemcy

+49 40 73966 0

sales@3bscientific.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

3B Scientific GmbH Ludwig-Erhard-Str. 20 20459 Hamburg Niemcy +49 40 73966 0 sales@3bscientific.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.