

TRENAŻER RĘKI DO TAMOWANIA KRWOTOKÓW ZEWNĘTRZNYCH (5 RAN)



Zaawansowany model ręki z symulowanym krwawieniem zaprojektowany, by umożliwić realistyczne szkolenia w zakresie kontroli krwotoków. Dzięki wiernemu odwzorowaniu anatomicznego kształtu oraz struktury tkanek, a także zintegrowanemu systemowi symulowanego przepływu krwi, uczestnicy mogą ćwiczyć skuteczne tamowanie krwawień poprzez docisk bezpośredni, wykorzystanie opatrunków uciskowych, “packingu” ran oraz techniki postępowania w przypadku amputacji palców. Doskonale nadaje się zarówno do zajęć stacjonarnych, jak i szkoleń taktyczno-medycznych w terenie.

Z uwagi na sposób rozmieszczenia przewodów model nie pozwala na skuteczne zablokowanie przepływu „krwi” opaską uciskową.

Kod produktu: MT001

Kod produktu: FAN-229

4 900,00 zł z VAT, 3 983,74 zł netto

Opis

Zaawansowany model ręki z symulowanym krwawieniem zaprojektowany, by umożliwić realistyczne szkolenia w zakresie kontroli krwotoków. Dzięki wiernemu odwzorowaniu anatomicznego kształtu oraz struktury tkanek, a także zintegrowanemu systemowi symulowanego przepływu krwi, uczestnicy mogą ćwiczyć skuteczne tamowanie krwawień poprzez docisk bezpośredni, wykorzystanie opatrunków uciskowych, “packingu” ran oraz techniki postępowania w przypadku amputacji palców. Doskonale nadaje się zarówno do zajęć stacjonarnych, jak i szkoleń taktyczno-medycznych w terenie.

Z uwagi na sposób rozmieszczenia przewodów model nie pozwala na skuteczne zablokowanie przepływu „krwi” opaską uciskową.

Najważniejsze cechy

- pięć różnych typów ran – rana postrzałowa wlotowa i wylotowa, głęboka rana cięta, uraz barku oraz amputowane palce, każda z niezależnym źródłem krwawienia
- możliwość symulacji krwotoku tętniczego (pulsacyjnego) i żylnego (ciągłego) z regulacją ciśnienia
- realistyczna budowa anatomiczna – wierne odwzorowanie dorosłego ramienia, z elastyczną i trwałą powierzchnią silikonową
- łatwe czyszczenie i mobilność – lekka, odporna konstrukcja umożliwia szybkie przygotowanie do zajęć i transport między sesjami

Zawartość zestawu:

- model ramienia z pięcioma rodzajami ran
- dwa worki z ręczną pompką do symulacji krwotoku tętniczego
- dwa worki do symulacji krwotoku żylnego + stojak
- trzy skompresowane gazy służące do pakowania rany
- podkład chłonny
- torba transportowa

Do każdego zestawu dołączamy [Zestaw ratowniczy STOP KRWOTOK](#).

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok Północna 145C 62-005 Promnice Polska +48 789 772 898 aed@reanibex.pl