

TRENAŻER RĘKI DO TAMOWANIA KRWOTOKÓW ZEWNĘTRZNYCH



Trenażer do nauki tamowania krwotoku na kończynie górnej z realistyczną symulacją krwawień i ran.

Symulator umożliwia trening m.in.: zakładania opaski uciskowej czy opatrywania rany za pomocą gazy zrolowanej lub opatrunku uciskowego.

Kod produktu: P102

GTIN: 4053083069156

Kod produktu: FAN-112

GTIN: 4053083069156

6 990,00 zł z VAT, 5 682,93 zł netto

Opis

Trenażer do nauki tamowania krwotoku na kończynie górnej z realistyczną symulacją krwawień i ran. Symulator umożliwia trening m.in.: zakładania opaski uciskowej czy opatrywania rany za pomocą gazy zrolowanej lub opatrunku uciskowego. **Ramię jest wyposażone w trzy różne rodzaje ran**

- głęboka rana szarpana lub kłuta (5 cm)
- postrzałowa na wylot dużego kalibru (GSW)
- rana łączna w okolicy barku

Krwawienie jest kontrolowane przez instruktora: krwawienie każdej rany jest kontrolowane za pomocą ręcznego systemu pompowania krwi symulującego żylny lub tętniczy krwotok. Gdy osoba trenująca opanuje krwotok wtedy następuje sprężenie zwrotne (zatrzymanie krwawienia).

Trenażer można wykorzystać do ćwiczeń w terenie, gdyż nie wymaga użycia dodatkowego zasilania. W celu zwiększenia realizmu ćwiczeń trenażer można przymocować za pomocą paska do człowieka.

Cechy

- całe ramię dorosłego mężczyzny z realistyczną budową zewnętrzną
- posiada punkty orientacyjne (kości) oraz namacalne naczynia krwionośne uszkodzone w postrzale
- skóra wykonana została z wysokiej jakości silikonu, która doskonale odzwierciedla dotyk ludzkiej skóry i tkanek
- informacja zwrotna w postaci ustania krwawienia po prawidłowym założeniu opaski uciskowej (mechaniczne zamknięcie naczyń krwionośnych)
- opaskę uciskową można założyć „wysoko i ciasno” lub 5-8 cm nad raną

- każda z ran krwawi niezależnie od siebie
- każdą ranę można ukryć za pomocą dedykowanej osłony, aby zapewnić modułowe scenariusze obrażeń
- nie wymaga baterii, ani dodatkowego zasilania – można ćwiczyć w każdym wybranym miejscu
- łatwy w utrzymaniu/czyszczeniu
- wyposażony w torbę transportową
- wymiary i waga: 93cm, 3kg

Układ krwionośny

- zbiornik na krew o pojemności 2 litrów z ręczną pompą, która stymuluje pulsujący krwotok żylny lub tętniczy
- 100 g sztucznej krwi w proszku do wytwarzania 10 litrów sztucznej krwi
- brak przepływu wstecznego krwi do zbiornika przy opatrywaniu ran

Skład zestawu

- ramię z 3 różnymi ranami
- 3 osłony na rany
- ręczna pompa do pompowania krwi
- pasek, który umożliwia noszenie modelu na ramieniu
- torba transportowa
- 100 g krwi w proszku
- zbiornik na krew pojemności 2 litrów

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 20
20459 Hamburg
Niemcy
+49 40 73966 0
sales@3bscientific.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

3B Scientific GmbH Ludwig-Erhard-Str. 20 20459 Hamburg Niemcy +49 40 73966 0 sales@3bscientific.com