

# TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - DUŻA RANA CIĘTA



Wysokiej jakości trenażer został zaprojektowany do realistycznego treningu tamowania krwawień z głębokich ran urazowych uda. Uczestnicy szkoleń mogą doskonalić techniki pakowania ran i docisku bezpośredniego w przypadku zagrażających życiu krwotoków.

**Kod produktu:** MT004

---

**Kod produktu:** FAN-230

**1 450,00 zł z VAT, 1 178,86 zł netto**

## Opis

Realistyczny model rany ciętej uda z systemem krwawienia to trenażer przeznaczony do praktycznych szkoleń z tamowania krwotoków i opatrywania dużych ran ciętych. Umożliwia ćwiczenie technik pakowania ran w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki realistycznej strukturze skóry, anatomicznie odwzorowanej ranie oraz funkcji regulowanego krwawienia uczestnicy mogą doskonalić umiejętności skutecznego zatrzymywania zagrażającego życia krwotoku poprzez docisk bezpośredni oraz wykorzystanie opatrunków.

Model to wszechstronne narzędzie dydaktyczne przeznaczone zarówno dla ośrodków szkoleniowych, jak i indywidualnych instruktorów. Dzięki kompaktowej budowie, możliwości regulacji intensywności krwawienia oraz trwałym materiałom idealnie sprawdza się w sali treningowej, jak i w terenie podczas ćwiczeń praktycznych lub symulacji bojowych.

## Najważniejsze cechy

- realistyczna rana cięta z możliwością stosowania techniki "pakowania"
- dwa systemy krwawienia – grawitacyjne lub ciśnieniowe (pompka ręczna)
- zawór jednokierunkowy zapobiegający cofaniu się płynu
- elastyczna, odporna na uszkodzenia powierzchnia z miękkiego silikonu
- kompaktowa, mobilna forma – idealna do szkoleń terenowych

## Zawartość zestawu

- realistyczny model rany ciętej
- worek z ręczną pompką do symulacji krwotoku tętniczego
- worek do symulacji krwotoku żylnego
- trzy skompresowane gazy służące do pakowania rany

- podkład chłonny
- torba transportowa

Do każdego zestawu dołączamy [Zestaw ratowniczy STOP KRWOTOK](#).

### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Producent**

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

MEDIS Ewelina Warzybok Północna 145C 62-005 Promnice Polska +48 789 772 898 aed@reanibex.pl

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.