

TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - MIEDNICA (TECHLINE - B-CON TRAINER™)



B-CON PTT (Bleeding Control Part Task Trainer™) firmy Techline Technologies to realistyczny symulator dolnej części tułowia zaprojektowany do szkolenia z zakresu kontroli masywnego krwotoku. Model odwzorowuje urazy takie jak całkowita amputacja kończyny dolnej oraz rana postrzałowa w okolicy pachwinowej, umożliwiając prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. Opaski widoczne na zdjęciach oraz system symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.

Kod produktu: PTT-B80-L

Kod produktu: PTT-B80-L

27,900,00 zł z VAT, 22,682,93 zł netto

Opis

B-CON PTT (Bleeding Control Part Task Trainer™) firmy Techline Technologies to realistyczny symulator dolnej części tułowia zaprojektowany do szkolenia z zakresu kontroli masywnego krwotoku. Model odwzorowuje urazy takie jak całkowita amputacja kończyny dolnej oraz rana postrzałowa w okolicy pachwinowej, umożliwiając prowadzenie realistycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych.

Symulator wyposażony jest w mechanicznie reagujący system symulacji krwawienia, który reaguje na zastosowane procedury ratownicze. Dzięki temu kursanci mogą trenować m.in. zakładanie opasek uciskowych, opasek typu AAJT-S lub SJT, ucisk bezpośredni, ucisk proksymalny oraz pakowanie ran, obserwując zatrzymanie krwawienia po prawidłowym wykonaniu interwencji.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu z wielowarstwową strukturą kolorystyczną, która zwiększa realizm symulacji. Zastosowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy z tkanką, a elementy kostne wykonane w technologii ROCKTECH® odwzorowują realistyczny opór struktur anatomicznych. Wewnętrzna konstrukcja z odlewu aluminiowego zapewnia dużą wytrzymałość i umożliwia stosowanie silnego ucisku, nawet z wykorzystaniem ciężaru ciała podczas ćwiczeń.

Wbudowany system przewodów umożliwia podłączenie symulowanego krwawienia (np. do systemu SKEDCO® FEBSS lub innych systemów symulacji krwi – sprzedawanych oddzielnie). Podczas ćwiczeń przepływ symulowanej krwi reaguje na zastosowane procedury ratownicze, takie jak ucisk bezpośredni, pakowanie rany czy zastosowanie opaski uciskowej, co pozwala realistycznie trenować techniki kontroli masywnego krwotoku.

Najważniejsze cechy

- realistyczny trening kontroli masywnego krwotoku
- symulacja amputacji kończyny dolnej i rany pachwinowej
- możliwość treningu opasek uciskowych, opasek junctionalnych, ucisku bezpośredniego oraz pakowania ran
- mechanicznie reagujący system symulacji krwawienia
- realistyczne materiały SOFTTECH® i ROCKTECH®
- wytrzymała konstrukcja z odlewu aluminiowego
- możliwość pracy z systemem krwawienia lub w trybie „dry training”
- odpowiedni do szkoleń ratowniczych, medycyny taktycznej oraz programów Stop the Bleed

Konserwacja

Po zakończeniu ćwiczeń trenażer należy przepłukać czystą wodą, a następnie opłukać w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem. Urządzenie można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub dezynfekować środkami takimi jak alkohol izopropylowy lub rozcieńczony roztwór wybielacza. Przed schowaniem do walizki należy upewnić się, że symulator jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. Opaski widoczne na zdjęciach oraz system symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Techline Technologies, Inc.
668 Davisville Road
Willow Grove, PA 19090
Stany Zjednoczone
+1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok
ul. 11 listopada 5
62-100 Wągrowiec
Polska
+48 516 546 004
sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.