

TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - RANA CIĘTA I KŁUTA



Model urazu w okolicy stawu z symulowaną kością to trener stworzony z myślą o praktycznym szkoleniu z zakresu tamowania krwotoków . Pozwala wiernie odwzorować warunki, w jakich ratownicy medyczni, żołnierze czy instruktorzy TCCC spotykają się z ranami kończyn. Dzięki realistycznej strukturze skóry, widocznej symulowanej kości i funkcji symulowanego krwawienia, uczestnicy szkolenia mogą ćwiczyć skutecznie głównie techniki ucisku bezpośredniego i zaopatrywania ran w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Kod produktu: MT00107

Kod produktu: FAN-231

1 450,00 zł z VAT, 1 178,86 zł netto

Opis

Model urazu w okolicy stawu z symulowaną kością to trener stworzony z myślą o praktycznym szkoleniu z zakresu tamowania krwotoków . Pozwala wiernie odwzorować warunki, w jakich ratownicy medyczni, żołnierze czy instruktorzy TCCC spotykają się z ranami kończyn. Dzięki realistycznej strukturze skóry, widocznej symulowanej kości i funkcji symulowanego krwawienia, uczestnicy szkolenia mogą ćwiczyć skutecznie głównie techniki ucisku bezpośredniego i zaopatrywania ran w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Trenażer daje możliwość nauki zaopatrywania mniejszych krwawień przy pomocy docisku bezpośredniego rękoma lub przy pomocy środków opatrunkowych.

Model stanowi nieocenione narzędzie dydaktyczne zarówno dla ośrodków szkoleniowych, jak i indywidualnych instruktorów. Kompaktowa konstrukcja, możliwość regulacji rodzaju krwawienia oraz wysoka trwałość materiałów sprawiają, że sprawdza się zarówno w sali treningowej, jak i podczas zajęć terenowych czy symulacji bojowych.

Najważniejsze cechy

- dwa typy ran w jednym modelu - rana cięta i kłuta
- widoczna symulowana kość - umożliwia naukę pracy w kontakcie z tkanką kostną
- system krwawienia z możliwością przełączania między ranami

- realistyczna faktura skóry - wykonana z trwałego, elastycznego silikonu
- zawór jednokierunkowy - zapobiega cofaniu się płynu podczas ćwiczeń
- kompaktowy rozmiar i solidna torba transportowa

Zawartość zestawu

- realistyczny model rany ciętej i kłutej
- worek z ręczną pompką do symulacji krwotoku tętniczego
- worek do symulacji krwotoku żylnego
- trzy skompresowane gazy służące do pakowania rany
- podkład chłonny
- torba transportowa

Do każdego zestawu dołączamy [Zestaw ratowniczy STOP KRWOTOK](#).

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MEDIS Ewelina Warzybok Północna 145C 62-005 Promnice Polska +48 789 772 898 aed@reanibex.pl