

# TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - RANA CIĘTA (TECHLINE - LACERATION IN A BOX®)



Trenażer tamowania krwotoku Laceration in a Box® firmy Techline Technologies to realistyczny symulator głębokiej rany ciętej tkanek miękkich, przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki pakowania ran oraz kontroli masywnego krwotoku podczas szkoleń medycznych i taktycznych. Model pozwala prowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu postępowania w przypadku ciężkich urazów, odwzorowując strukturę i zachowanie prawdziwych tkanek.

**Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. System symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.**

**Kod produktu:** PTT-B02-L

---

**Kod produktu:** PTT-B02-L

**2 790,00 zł z VAT, 2 268,29 zł netto**

## Opis

Trenażer tamowania krwotoku Laceration in a Box® firmy Techline Technologies to realistyczny symulator głębokiej rany ciętej tkanek miękkich, przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki pakowania ran oraz kontroli masywnego krwotoku podczas szkoleń medycznych i taktycznych. Model pozwala prowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu postępowania w przypadku ciężkich urazów, odwzorowując strukturę i zachowanie prawdziwych tkanek.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu, który odwzorowuje skórę oraz tkanki miękkie. Wielowarstwowa struktura kolorystyczna nadaje symulatorowi realistyczną głębię i wygląd. Zastosowany opatentowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy w ranie, a jednocześnie gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie i promieniowanie UV.

Wbudowany system przewodów umożliwia podłączenie symulowanego krwawienia (np. do systemu SKEDCO® FEBSS lub innego systemu symulacji krwi – sprzedawanego oddzielnie). Złącze typu click-fit pozwala na szybkie i pewne podłączenie przewodu do pompy krwi. Podczas ćwiczeń przepływ symulowanej krwi reaguje na prawidłowe wypełnienie rany materiałem opatrunkowym, co pozwala realistycznie trenować tamowanie krwotoków i techniki wound packingu.

Kompaktowa konstrukcja oraz dołączone etui transportowe o wymiarach 17,0 × 11,9 × 9,9 cm umożliwiają łatwy transport i przechowywanie, dzięki czemu trenażer doskonale sprawdza się zarówno w ośrodkach szkoleniowych, jak i podczas szkoleń terenowych.

### **Najważniejsze cechy**

- realistyczna symulacja głębokiej rany ciętej tkanek miękkich
- możliwość treningu pakowania ran i kontroli krwotoku
- silikonowa struktura odwzorowująca skórę i tkanki miękkie
- wielowarstwowa kolorystyka zwiększająca realizm symulacji
- opatentowany materiał SOFTTECH® o realistycznych właściwościach
- wysoka trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- zintegrowany system przewodów do symulacji krwawienia
- szybkie złącze przewodu typu click-fit
- możliwość podłączenia systemu symulowanej krwi (sprzedawany oddzielnie)
- kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej walizce transportowej
- odpowiedni do szkoleń ratowniczych, medycznych oraz taktycznych

### **Konserwacja**

Po zakończeniu ćwiczeń trenażer należy przepłukać czystą wodą, a następnie opłukać w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem. Urządzenie można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub dezynfekować środkami takimi jak alkohol izopropylowy lub rozcieńczony roztwór wybielacza. Przed schowaniem do walizki należy upewnić się, że symulator jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

**Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. System symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.**

### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Producent**

Techline Technologies, Inc.

668 Davisville Road

Willow Grove, PA 19090

Stany Zjednoczone

+1 215 657 1909

sales@techlinetrauma.com

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004  
sklep@szkolimy.net

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909  
sales@techlinetrauma.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.