

TRENAŻER TAMOWANIA KRWOTOKU - RANA ODŁAMKOWA (TECHLINE - SHRAPNEL WOUND IN A BOX®)



Trenażer tamowania krwotoku Shrapnel Wound in a Box® firmy Techline Technologies to realistyczny symulator rany odłamkowej tkanek miękkich, przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki pakowania ran oraz kontroli masywnego krwotoku podczas szkoleń medycznych i taktycznych. Model pozwala prowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu postępowania w przypadku ciężkich urazów, odwzorowując strukturę i zachowanie prawdziwych tkanek.

Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. System symulacji krwi należy zakupić oddzielnie - Techline - Blood Supply Pump.

Kod produktu: PTT-B03-L

Kod produktu: PTT-B03-L

2,990,00 zł z VAT, 2,430,89 zł netto

Opis

Trenażer tamowania krwotoku Shrapnel Wound in a Box® firmy Techline Technologies to realistyczny symulator rany odłamkowej tkanek miękkich, przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki pakowania ran oraz kontroli masywnego krwotoku podczas szkoleń medycznych i taktycznych. Model pozwala prowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu postępowania w przypadku ciężkich urazów, odwzorowując strukturę i zachowanie prawdziwych tkanek.

W odróżnieniu od innych modeli z serii symulator posiada twardy element kostny (złamaną kość) umieszczony wewnątrz jamy rany, co zwiększa poziom trudności ćwiczeń i pozwala realistycznie trenować postępowanie w przypadku urazów z uszkodzeniem struktur kostnych.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu odwzorowującego skórę i tkanki miękkie. Wielowarstwowa struktura kolorystyczna nadaje symulatorowi realistyczną głębię i wygląd. Zastosowany opatentowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy w ranie, a jednocześnie gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie i promieniowanie UV.

Wbudowany system przewodów umożliwia podłączenie symulowanego krwawienia (np. do systemu SKEDCO® FEBSS lub innego systemu symulacji krwi – sprzedawanego oddzielnie). Złącze typu click-fit pozwala na szybkie i pewne podłączenie przewodu do pompy krwi. Podczas ćwiczeń przepływ symulowanej krwi reaguje na prawidłowe wypełnienie rany materiałem opatrunkowym, co pozwala realistycznie trenować tamowanie krwotoków i techniki wound packingu.

Kompaktowa konstrukcja oraz dołączone etui transportowe o wymiarach 17,0 × 11,9 × 9,9 cm umożliwiają łatwy transport i przechowywanie, dzięki czemu trenażer doskonale sprawdza się zarówno w ośrodkach szkoleniowych, jak i podczas szkoleń terenowych.

Najważniejsze cechy

- realistyczna symulacja rany odłamkowej tkanek miękkich
- możliwość treningu pakowania ran i kontroli krwotoku
- wbudowany element złamanej kości zwiększający poziom trudności szkolenia
- silikonowa struktura odwzorowująca skórę i tkanki miękkie
- wielowarstwowa kolorystyka zwiększająca realizm symulacji
- opatentowany materiał SOFTTECH® o realistycznych właściwościach
- wysoka trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- zintegrowany system przewodów do symulacji krwawienia
- szybkie złącze przewodu typu click-fit
- możliwość podłączenia systemu symulowanej krwi (sprzedawany oddzielnie)
- kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej walizce transportowej
- odpowiedni do szkoleń ratowniczych, medycznych oraz taktycznych

Trenażer umieszczony jest w kompaktowej, odpornej na uszkodzenia walizce transportowej o wymiarach 17,0 × 11,9 × 9,9 cm, ułatwiającej bezpieczny transport i przechowywanie zestawu.

Konserwacja

Po zakończeniu ćwiczeń trenażer należy przepłukać czystą wodą, a następnie opłukać w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia przed przechowywaniem. Urządzenie można myć w wodzie z łagodnym detergentem lub dezynfekować środkami takimi jak alkohol izopropylowy lub rozcieńczony roztwór wybielacza. Przed schowaniem do walizki należy upewnić się, że symulator jest całkowicie suchy, aby zapobiec powstawaniu pleśni.

Uwaga! W zestawie znajduje się wyłącznie trenażer. System symulacji krwi należy zakupić oddzielnie – Techline – Blood Supply Pump.

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Techline Technologies, Inc.
668 Davisville Road

Willow Grove, PA 19090
Stany Zjednoczone
+1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MED-WAR Tomasz Warzybok
ul. 11 listopada 5
62-100 Wągrowiec
Polska
+48 516 546 004
sklep@szkolimy.net

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909
sales@techlinetrauma.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.