

# TRENAŻER UDRAŻNIANIA DRÓG ODDECHOWYCH (TECHLINE - NOSE IN A BOX®)



Trenażer Nose in a Box® firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki zakładania rurki nosowo-gardłowej (NPA - Nasopharyngeal Airway) w warunkach szkoleniowych. Model umożliwia prowadzenie praktycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych, pozwalając trenować procedurę udrażniania dróg oddechowych w sytuacjach nagłych.

**Kod produktu:** PTT-B70-L

---

**Kod produktu:** PTT-B70-L

**2 090,00 zł z VAT, 1 699,19 zł netto**

## Opis

Trenażer Nose in a Box® firmy Techline Technologies to kompaktowy symulator przeznaczony do nauki i doskonalenia techniki zakładania rurki nosowo-gardłowej (NPA - Nasopharyngeal Airway) w warunkach szkoleniowych. Model umożliwia prowadzenie praktycznych ćwiczeń dla ratowników medycznych, personelu medycznego oraz służb mundurowych, pozwalając trenować procedurę udrażniania dróg oddechowych w sytuacjach nagłych.

Symulator pozwala na demonstrację oraz wielokrotne ćwiczenie prawidłowej techniki wprowadzania rurki NPA. Konstrukcja modelu umożliwia także trening podawania leków drogą donosową, np. naloksonu (NARCAN) stosowanego w przypadku przedawkowania opioidów. Rurka NPA ani preparaty treningowe nie są dołączone do zestawu.

Model wykonany jest z wysokiej jakości silikonu odwzorowującego strukturę skóry i tkanek. Wielowarstwowa kolorystyka zwiększa realizm symulacji, a zastosowany materiał SOFTTECH® zapewnia naturalne odczucie pracy z tkanką. Konstrukcja jest trwała, odporna na intensywne użytkowanie oraz działanie promieniowania UV.

Kompaktowa konstrukcja oraz dołączone etui transportowe o wymiarach 17,0 × 11,9 × 9,9 cm umożliwiają łatwy transport i przechowywanie, dzięki czemu trenażer doskonale sprawdza się zarówno w ośrodkach szkoleniowych, jak i podczas szkoleń terenowych.

## Najważniejsze cechy

- realistyczny trening zakładania rurki nosowo-gardłowej (NPA)

- możliwość treningu podawania leków drogą donosową (np. naloksonu)
- silikonowa struktura imitująca skórę i tkanki
- wielowarstwowa kolorystyka zwiększająca realizm symulacji
- opatentowany materiał SOFTTECH® o realistycznych właściwościach
- wysoka trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej walizce transportowej
- odpowiedni do szkoleń medycznych, ratowniczych oraz taktycznych

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Producent**

Techline Technologies, Inc.

668 Davisville Road

Willow Grove, PA 19090

Stany Zjednoczone

+1 215 657 1909

sales@techlinetrauma.com

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MED-WAR Tomasz Warzybok

ul. 11 listopada 5

62-100 Wągrowiec

Polska

+48 516 546 004

sklep@szkolimy.net

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Techline Technologies, Inc. 668 Davisville Road Willow Grove, PA 19090 Stany Zjednoczone +1 215 657 1909

sales@techlinetrauma.com