


UCHWYT HEARTSAVE WALL MOUNT ECO (SERIA HEARTSAVE)

Uchwyt ścienny HeartSave Eco Primedic to prosty, niewielkich rozmiarów wieszak na defibrylator, który ułatwia natychmiastowy dostęp do AED!

Największą zaletą uchwytów na defibrylator jest łatwy i błyskawiczny dostęp do AED oraz jasna komunikacja wizualna przy pomocy piktogramu! Dlatego tego rodzaju uchwyt najlepiej sprawdzi się w budynkach komercyjnych i różnego rodzaju instytucjach - wszędzie tam gdzie dostępu do defibrylatora nie mają osoby przypadkowe, lecz osoby do tego wyznaczone i/lub pracownicy danej firmy czy instytucji, świadomi umiejscowienia i przeznaczenia AED.



Wieszak jest wykonany ze stalowej blachy malowanej proszkowo na kolor biały. W górnej części uchwytu umieszczony jest piktogram informacyjny (logo) AED.

Dzięki bardzo prostej konstrukcji i estetycznemu wyglądowi wieszak nie zaburza spójnego wizerunku wnętrza, w którym jest zamontowany.

Dzięki małym rozmiarom i wadze może być montowany na różnych powierzchniach i praktycznie w każdym miejscu. Prosty montaż za pomocą kołków rozporowych i wkrętów.

Może być wykorzystywane do zawieszania defibrylatorów AED, które posiadają zintegrowaną rączkę lub uchwyt przy torbie transportowej.

Uchwyt ścienny HeartSave Eco Primedic

kod: 97851

Uchwyt ścienny HeartSave Eco Primedic to prosty, niewielkich rozmiarów wieszak na defibrylator, który ułatwia natychmiastowy dostęp do AED!

Największą zaletą uchwytów na defibrylator jest łatwy i błyskawiczny dostęp do AED oraz jasna komunikacja wizualna przy pomocy piktogramu! Dlatego tego rodzaju uchwyt najlepiej sprawdzi się w budynkach komercyjnych i różnego

rodzaju instytucjach - wszędzie tam gdzie dostępu do defibrylatora nie mają osoby przypadkowe, lecz osoby do tego wyznaczone i/lub pracownicy danej firmy czy instytucji, świadomi umiejscowienia i przeznaczenia AED.

Wieszak jest wykonany ze stalowej blachy malowanej proszkowo na kolor biały. W górnej części uchwyty umieszczony jest piktogram informacyjny (logo) AED. Dzięki bardzo prostej konstrukcji i estetycznemu wyglądowi wieszak nie zaburza spójnego wizerunku wnętrza, w którym jest zamontowany.

Dzięki małym rozmiarom i wadze może być montowany na różnych powierzchniach i praktycznie w każdym miejscu. Prosty montaż za pomocą kołków rozporowych i wkrętów.

Może być wykorzystywane do zawieszania defibrylatorów AED, które posiadają zintegrowaną rączkę lub uchwyt przy torbie transportowej.

Cechy produktu:

- Do użytku wewnętrznego.
- Przeznaczony do biur, firm prywatnych, zakładów pracy i instytucji z ograniczonym dostępem dla osób z zewnątrz.
- Kompatybilny ze wszystkimi defibrylatorami AED z serii HeartSave (HeartSave PAD, HeartSave AED, HeartSave AS, HeartSave AED-M, HeartSave Y, HeartSave YA).
- Łatwe umieszczanie i ściąganie defibrylatora zapewnienia natychmiastowy dostęp do AED.
- Prosty montaż.
- Wykonany ze stali, malowany proszkowo.
- Wymiary: (wys. x szer. x gł.): 11,4 x 16,5 x 7 cm.
- Waga: 0,5 kg.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.