

WALIZKA OCHRONNA IP67 DO DEFIBRYLATORA AED REANIBEX 100



Walizka ochronna dedykowana do defibrylatora AED Reanibex 100. Została stworzona, aby zapewnić maksymalną ochronę urządzenia, nawet w najbardziej wymagających warunkach i środowisku działania. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że urządzenie jest bezpieczne i chronione przed szeregiem zagrożeń takich jak niskie i wysokie temperatury, zalanie, wysoka wilgotność, pyły czy uszkodzenia mechaniczne.

Kod produktu: DEF-263

400,00 zł z VAT, 325,20 zł netto

Opis

Walizka ochronna dedykowana do defibrylatora AED Reanibex 100. Została stworzona, aby zapewnić maksymalną ochronę urządzenia, nawet w najbardziej wymagających warunkach i środowisku działania. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że urządzenie jest bezpieczne i chronione przed szeregiem zagrożeń takich jak niskie i wysokie temperatury, zalanie, wysoka wilgotność, pyły czy uszkodzenia mechaniczne.

Budowa walizki

Walizka ochronna została zbudowana z najwyższej jakości materiałów, które gwarantują niezawodność i odporność na ekstremalne czynniki. Korpus obudowy wyprodukowano z niezwykle wytrzymałego kopolimeru polipropylenowego, a zatrzaski i zawiasy z nylonu, częściowo uzupełnionego włóknem szklanym dla zachowania odporności przed korozją. Wszystkie wewnętrzne krawędzie pokrywy zostały uszczelnione przez specjalny polimer, a na przodzie zamontowano automatyczny zawór upustowy do wyrównywania ciśnienia. Dzięki temu walizka jest w pełni wodoszczelna nawet przy pełnym zanurzeniu. Wszystkie zewnętrzne krawędzie walizki są zaokrąglone, co sprawia, że mają zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne, które mogłyby powstać podczas upadku z wysokości, uderzenia czy zgniecenia. Walizka posiada także 2 otwory, które umożliwiają nałożenie kłódki zabezpieczającej lub plomby, dla ograniczenia dostępu do zawartości przez osoby nieupoważnione. Środek walizki wypełniono wyprofilowaną gąbką, dopasowaną do kształtu defibrylatora AED Reanibex 100. Chroni ona urządzenie przed drganiami, wstrząsami i innymi, niepożądanymi czynnikami, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działanie defibrylatora. W gąbce przewidziano przestrzeń na defibrylator, apteczkę oraz zapasowe elektrody.

Certyfikaty jakościowe

Jakość walizki i przedstawione parametry jakościowe zostały potwierdzone licznymi badaniami i certyfikatami. Wśród nich można wymienić przede wszystkim:

- certyfikat IP 67 – wysoki stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody
- certyfikat ATA300 Cat. 1 – wysoki stopień ochrony w transporcie lotniczym
- certyfikat STANAG 4280 – wysoki stopień ochrony opracowany przez NATO dla sprzętów wojskowych (testowanych pod kątem testów wibracyjnych, uderzeniowych i temperaturowych)
- certyfikat DEF STAN 81-41 – wysoki stopień ochrony opracowany przez brytyjskie Ministerstwo Obrony dla sprzętów wojskowych
- certyfikat UN4H2 – standard opracowany przez ONZ i zezwalający na transport materiałów niebezpiecznych (np. baterie litowo-jonowe)

Charakterystyka walizki

- jakość potwierdzona licznymi badaniami i certyfikatami
- w pełni wodoszczelna zgodnie z normą IP67
- wymiary zewnętrzne: 33,6 x 30 x 14,8 cm
- masa własna: około 1,8 kg
- zakres temperatur użytkowania: - 30 °C do 90 °C
- kod producenta: MAX300
- Producent: PANARO Srl, Włochy

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do transportu wyposażenia. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Producent

Panaro S.r.l.
Via delle Scienze 313
41058 Vignola (MO)
Włochy
+39 059 793340
info@panarocases.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Panaro S.r.l. Via delle Scienze 313 41058 Vignola (MO) Włochy +39 059 793340 info@panarocases.com