

# WALIZKOWY ZESTAW RATOWNICZY RESCUEBOX - POSTRZAŁ



Walizkowy zestaw ratowniczy umożliwiający podjęcie pomocy w najtrudniejszych warunkach w razie masywnych krwotoków.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

**GTIN:** 5907568300038

---

**Kod produktu:** RBOX-PO

**GTIN:** 5907568300038

**1 670,00 zł z VAT, 1 546,30 zł netto**

## Opis

### ZESTAWY RESCUEbox

Seria walizkowych zestawów ratowniczych RESCUEbox została stworzona z myślą o ratownikach potrzebujących bardziej profesjonalnego sprzętu oraz zaawansowanych systemów transportowych niż standardowe apteczki. Dobór wyposażenia każdego zestawu uwzględnia charakter pracy ratownika, miejsce działania oraz zakres możliwych czynności ratowniczych. Seria RESCUEbox oferuje cztery modele zestawów:

1. **RESCUEbox - POSTRZAŁ**
2. **RESCUEbox - PRZEMYSŁ**
3. **RESCUEbox - RATOWNIK WODNY**
4. **RESCUEbox - RATOWNIK DROGOWY**

### WALIZKA TRANSPORTOWA

Każdy zestaw RESCUEbox umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Na wyposażeniu każdej walizki znajduje się **5 saszetek segregacyjnych** o wymiarach 8x13x26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły. Każda z nich posiada przezroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano niełamiwe

i niezawodne zamki YKK.

Dane techniczne walizki:

- Wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- Wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- Atesty: IP67 oraz ATA300
- Ciężar: ok. 3,0 kg
- Na wyposażeniu 5 saszetek (kolory: czarny, niebieski, żółty, czerwony i zielony)

## **ZESTAW RESCUEbox - POSTRZAŁ**

RESCUEbox, model POSTRZAŁ to najbardziej rozbudowany zestaw z całej serii. Został stworzony z myślą o najtrudniejszych przypadkach, w których zachodzi bezpośrednie zagrożenie życia oraz gdzie niezbędne jest podjęcie błyskawicznych czynności ratowniczych na miejscu zdarzenia. Wyposażenie zestawu pozwala choćby na zatamowanie masywnego krwotoku, opatrzenie penetrujących ran w obrębie klatki piersiowej czy obszernych poparzeń.

### **Dla kogo RESCUEbox POSTRZAŁ**

- Profesjonalne służby medyczne
- Wszystkie służby mundurowe
- Ratownicy pola walki
- Firmy ochroniarskie
- Myśliwi
- Osoby związane ze strzelaniem z broni palnej

## **WYPOSAŻENIE ZESTAWU**

### **Moduł nr 1 - KRWOTOKI**

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany, z elementem dociskowym - 2 sztuki
- Militaryny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD
- Opatrunek hemostatyczny w formie kompresu KLOTPAD 10 x 10 cm
- Opaska uciskowa, staza taktyczna C-A-T, G7
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> - 2 sztuki
- Marker permanentny
- Gaza taktyczna, skompresowana
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

### **Moduł nr 2 - TRAUMA**

- Opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem - 2 sztuki
- Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)

- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)
- Igła do odbarczenia odmy prężnej

### **Moduł nr 3 - RKO**

- Maseczka z filtrem do RKO w plastikowej obudowie
- Maseczka z filtrem do RKO na folii
- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki
- Rurka nosowo-gardłowa nr 6
- Rurka nosowo-gardłowa nr 7

### **Moduł nr 4 - SKALECZENIA / ZŁAMANIA**

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Gaza opatrunkowa jałowa  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> – 3 sztuki
- Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Paski do zamykania ran 12 x 10 mm – 6 sztuk
- Kompres jałowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm – 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)
- Szyna unieruchamiająca typu SPLINT długość 46 cm

### **Moduł nr 5 - PŁYNY / OPARZENIA**

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml
- Płyn do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych NEOCIDE 50 ml
- Żel schładzający o pojemności 120ml
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki

### **Pozostałe wyposażenie walizki:**

- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Akumulatorowa latarka czołowa
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.