

# WALIZKOWY ZESTAW RATOWNICZY RESCUEBOX - PRZEMYSŁ



Walizkowy zestaw ratowniczy umożliwiający podjęcie pomocy w razie najczęstszych wypadków w czasie pracy.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

**GTIN:** 5907568300069

---

**Kod produktu:** RBOX-PR

**GTIN:** 5907568300069

**1 400,00 zł z VAT, 1 296,30 zł netto**

## Opis

### ZESTAWY RESCUEbox

Seria walizkowych zestawów ratowniczych RESCUEbox została stworzona z myślą o ratownikach potrzebujących bardziej profesjonalnego sprzętu oraz zaawansowanych systemów transportowych niż standardowe apteczki. Dobór wyposażenia każdego zestawu uwzględnia charakter pracy ratownika, miejsce działania oraz zakres możliwych czynności ratowniczych. Seria RESCUEbox oferuje cztery modele zestawów:

1. **RESCUEbox - POSTRZAŁ**
2. **RESCUEbox - PRZEMYSŁ**
3. **RESCUEbox - RATOWNIK WODNY**
4. **RESCUEbox - RATOWNIK DROGOWY**

### WALIZKA TRANSPORTOWA

Każdy zestaw RESCUEbox umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Ponadto, walizka posiada elementy odblaskowe, które poprawiają bezpieczeństwo użytkownika w ciemności. Na wyposażeniu każdej walizki znajduje się **5 saszetek segregacyjnych** o wymiarach 8x13x26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły. Każda z nich posiada przezroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano nietłamiwe

i niezawodne zamki YKK.

Dane techniczne walizki:

- wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- atesty: IP67 oraz ATA300
- ciężar: ok. 3,0 kg
- na wyposażeniu 5 saszetek (kolory: czarny, niebieski, żółty, czerwony i zielony)

## **ZESTAW RESCUEbox - PRZEMYSŁ**

RESCUEbox, model PRZEMYSŁ to rozbudowany zestaw ratowniczy poprawiający bezpieczeństwo w miejscach pracy szczególnie narażonych na różnego typu niebezpieczeństwa. Wyposażenie walizki pozwala na skuteczne podjęcie działań ratowniczych w razie wystąpienia najczęstszych wypadków w trakcie pracy takich jak oparzenia, skaleczenia i krwotoki, amputacje, złamania czy utraty przytomności.

### **Dla kogo RESCUEbox PRZEMYSŁ**

- zakłady pracy
- hale magazynowe
- place budowy
- gospodarstwa rolne
- firmy transportowe
- firmy i osoby związane z BHP

## **WYPOSAŻENIE ZESTAWU**

### **Moduł nr 1 - KRWOTOKI**

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany, z elementem dociskowym - 2 sztuki
- Opatrunek hemostatyczny w formie kompresu KLOTPAD 10 x 20 cm
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> - 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 2 sztuki
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo)
- Marker permanentny
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

### **Moduł nr 2 - AMPUTACJE / RANY OCZU**

- Zestaw amputacyjny: 2 worki na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód)
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym - 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> - 2 sztuki
- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml
- Jałowy opatrunek oczny - 5 sztuk

### **Moduł nr 3 - RKO**

- Maseczka z filtrem do RKO w plastikowej obudowie
- Maseczka z filtrem do RKO na folii
- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) - 6 sztuk
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) - 2 sztuki

### **Moduł nr 4 - SKALECZENIA / ZŁAMANIA**

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m<sup>2</sup> - 4 sztuki
- Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Paski do zamykania ran 12 x 10 mm - 6 sztuk
- Kompres jałowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm - 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m - 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna - 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)
- Szyna unieruchamiająca typu SPLINT 46 cm

### **Moduł nr 5 - PŁYNY / OPARZENIA**

- Płyn do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych NEOCIDE 50 ml
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 2 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> - 2 sztuki
- Żel schładzający o pojemności 120 ml
- opatrunek hydrożelowy 5 x 5 cm
- opatrunek hydrożelowy 5 x 15 cm
- Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm - 2 sztuki
- Opatrunek hydrożelowy na twarz
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

### **Pozostałe wyposażenie walizki:**

- Rękawiczki nitrylowe - 10 sztuk
- Akumulatorowa latarka czołowa
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.