

# WALIZKOWY ZESTAW RATOWNICZY RESCUEBOX - RATOWNIK DROGOWY



Walizkowy zestaw ratowniczy umożliwiający podjęcie pomocy w razie wypadków komunikacyjnych.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

**GTIN:** 5907568300052

---

**Kod produktu:** RBOX-D

**GTIN:** 5907568300052

**1 400,00 zł z VAT, 1 296,30 zł netto**

## Opis

### ZESTAWY RESCUEbox

Seria walizkowych zestawów ratowniczych RESCUEbox została stworzona z myślą o ratownikach potrzebujących bardziej profesjonalnego sprzętu oraz zaawansowanych systemów transportowych niż standardowe apteczki. Dobór wyposażenia każdego zestawu uwzględnia charakter pracy ratownika, miejsce działania oraz zakres możliwych czynności ratowniczych. Seria RESCUEbox oferuje cztery modele zestawów:

1. **RESCUEbox – POSTRZAŁ**
2. **RESCUEbox – PRZEMYSŁ**
3. **RESCUEbox – RATOWNIK WODNY**
4. **RESCUEbox – RATOWNIK DROGOWY**

### WALIZKA TRANSPORTOWA

Każdy zestaw RESCUEbox umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Na wyposażeniu każdej walizki znajduje się **5 saszetek segregacyjnych** o wymiarach 8x13x26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły. Każda z nich posiada przeźroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne ręczki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano nietamliwe i niezawodne zamki YKK.

Dane techniczne walizki:

- Wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- Wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- Atesty: IP67 oraz ATA300
- Ciężar: ok. 3,0 kg
- Na wyposażeniu 5 saszetek (kolory: czarny, niebieski, żółty, czerwony i zielony)

## **ZESTAW RESCUEbox - RATOWNIK DROGOWY**

RESCUEbox, model RATOWNIK DROGOWY to rozbudowany zestaw ratowniczy dedykowane osobom, które podróżują samochodem lub innego rodzaju środkami transportu. Wyposażenie walizki pozwala na skuteczne podjęcie działań ratowniczych w razie wypadku komunikacyjnego oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

### **Dla kogo RESCUEbox RATOWNIK DROGOWY**

- "Ratownicy drogowi"
- Kierowcy
- Firmy transportowe
- Jednostki pomocy drogowej
- Oddziały zarządzające drogami

## **WYPOSAŻENIE ZESTAWU**

### **Moduł nr 1 - KRWOTOKI**

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany, z elementem dociskowym – 2 sztuki
- Opatrunek hemostatyczny w formie kompresu SIDA CEL 10 x 20 cm
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> – 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo)
- Marker permanentny
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

### **Moduł nr 2 - OCHRONA OSOBISTA**

- Kamizelka odblaskowa – 2 sztuki
- Flary LED (dyski świetlne) – 2 sztuki
- Gwizdek ratowniczy
- Młotek do wybijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa
- Rękawice techniczne – 2 pary
- Peleryna przeciwdeszczowa

### **Moduł nr 3 - RKO**

- Maseczka z filtrem do RKO w plastikowej obudowie
- Maseczka z filtrem do RKO na folii
- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki

### **Moduł nr 4 - SKALECZENIA / ZŁAMANIA**

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Gaza opatrunkowa jałowa  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> – 4 sztuki
- Przylepiec bez opatrunku 2,5 cm x 5 m
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Paski do zamykania ran 12 x 10 mm – 6 sztuk
- Kompres jałowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm – 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)
- Szyna unieruchamiająca typu SPLINT 46 cm

### **Moduł nr 5 - PŁYNY / OPARZENIA**

- Aparat do płukania oka z odpływem bocznym
- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml
- Płyn do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych NEOCIDE 50 ml
- Żel schładzający o pojemności 120ml
- Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm
- Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm – 2 sztuki

#### **Pozostałe wyposażenie walizki:**

- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Akumulatorowa latarka czołowa
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.