

# WALIZKOWY ZESTAW RATOWNICZY RESCUEBOX - RATOWNIK WODNY



Walizkowy zestaw ratowniczy umożliwiający podjęcie pomocy przy wszelkich akwenach wodnych.

Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.

**GTIN:** 5907568300045

---

**Kod produktu:** RBOX-W

**GTIN:** 5907568300045

**1,400,00 zł z VAT, 1,296,30 zł netto**

## Opis

### ZESTAWY RESCUEbox

Seria walizkowych zestawów ratowniczych RESCUEbox została stworzona z myślą o ratownikach potrzebujących bardziej profesjonalnego sprzętu oraz zaawansowanych systemów transportowych niż standardowe apteczki. Dobór wyposażenia każdego zestawu uwzględnia charakter pracy ratownika, miejsce działania oraz zakres możliwych czynności ratowniczych. Seria RESCUEbox oferuje cztery modele zestawów:

1. **RESCUEbox - POSTRZAŁ**
2. **RESCUEbox - PRZEMYSŁ**
3. **RESCUEbox - RATOWNIK WODNY**
4. **RESCUEbox - RATOWNIK DROGOWY**

### WALIZKA TRANSPORTOWA

Każdy zestaw RESCUEbox umieszczono w ekstremalnie wytrzymałej walizce z atestem IP67, który gwarantuje wodoodporność w przypadku zanurzenia do 1 metra, a także ochronę przechowywanego wyposażenia przed kurzem i pyłem. Tworzywo, z którego wykonano kufer jest odporne na zginanie, naprężenie, uderzenie mechaniczne, działanie związków chemicznych, a także wysokich i niskich temperatur. Szczelność zamknięcia gwarantują dwie solidne klamry zatrzaskowe o wzmocnionej konstrukcji. Na wyposażeniu każdej walizki znajduje się **5 saszetek segregacyjnych** o wymiarach 8x13x26 cm w różnych wersjach kolorystycznych ułatwiających segregację sprzętu i podział na moduły. Każda z nich posiada przeźroczyste okienko, które pozwala na kontrolę zawartości bez otwierania oraz wygodne ręczki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. W saszetkach zastosowano niełatwe i niezawodne zamki YKK.

Dane techniczne walizki:

- wymiary zewnętrzne walizki: 46,4 x 36,6 x 17,6 cm
- wymiary wewnętrzne walizki: 42,6 x 29 x 15,9 cm
- atesty: IP67 oraz ATA300
- ciężar: ok. 3,0 kg
- na wyposażeniu 5 szaszetek (kolory: czarny, niebieski, żółty, czerwony i zielony)

## **ZESTAW RESCUEbox - RATOWNIK WODNY**

RESCUEbox, model RATOWNIK WODNY to rozbudowany zestaw ratowniczy dedykowany poprawie bezpieczeństwa przy każdym zbiorniku wodnym. Wyposażenie walizki pozwala na skuteczne podjęcie szerokiego zakresu działań ratowniczych.

### **Dla kogo RESCUEbox RATOWNIK WODNY**

- wodne jednostki ratownicze
- kąpieliska morskie i śródlądowe
- baseny
- obiekty rekreacyjne
- statki, łodzie i inne środki transportu wodnego

## **WYPOSAŻENIE ZESTAWU**

### **Moduł nr 1 - KRWOTOKI**

- Opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany, z elementem dociskowym – 2 sztuki
- Opatrunek hemostatyczny w formie kompresu SIDA CEL 10 x 20 cm
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> – 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska uciskowa, staza taktyczna Black Front (fluo)
- Marker permanentny
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)

### **Moduł nr 2 - POZOSTAŁE**

- Aspirator jadu
- Kleszczołapki – 2 sztuki
- Pinceta jednorazowa
- Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
- Błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód) – 2 sztuki
- Opatrunek oczny – 5 sztuk

### **Moduł nr 3 - RKO**

- Maseczka z filtrem do RKO w plastikowej obudowie
- Maseczka z filtrem do RKO na folii
- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) – 6 sztuk
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki

### **Moduł nr 4 - SKALECZENIA / ZŁAMANIA**

- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3
- Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6
- Gaza opatrunkowa jałowa  $\frac{1}{2}$  m<sup>2</sup> – 4 sztuki
- Przylepiec tkaninowy 2,5 cm x 5 m
- Plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m
- Paski do zamykania ran 12 x 10 mm – 6 sztuk
- Kompres jałowy z wkładem chłonnym 7,2 x 5 cm – 4 sztuki
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 sztuki
- Opaska dziana 10 cm x 4 m – 3 sztuki
- Chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki
- Koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna)
- Szyna unieruchamiająca typu SPLINT 46 cm

### **Moduł nr 5 - PŁYNY / OPARZENIA**

- Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
- Sól fizjologiczna NaCl 0.9% 250 ml
- Płyn do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych NEOCIDE 50 ml
- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry BIOSEPTOL 80 100 ml
- Żel schładzający o pojemności 120ml
- Pianka łagodząca oparzenia słoneczne Panthenol 150 ml

#### **Pozostałe wyposażenie walizki:**

- Rękawiczki nitrylowe – 10 sztuk
- Akumulatorowa latarka czołowa
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.