

WIDEOLARYNGOSKOP VL3R Z ŁYŻKAMI WIELORAZOWYMI



Wideo laryngoskop VL3R to nowoczesne urządzenie medyczne przeznaczone do wspomagania intubacji pacjenta. Sprawdza się zarówno podczas standardowych procedur, jak i w sytuacjach, w których bezpośrednia wizualizacja dróg oddechowych jest utrudniona. Zastosowanie kamery oraz kolorowego wyświetlacza pozwala na wygodną obserwację pola intubacji i ułatwia precyzyjne prowadzenie rurki intubacyjnej.

Kod produktu: AM-051

8 100,00 zł z VAT, 7 500,00 zł netto

Opis

Wideo laryngoskop VL3R to nowoczesne urządzenie medyczne przeznaczone do wspomagania intubacji pacjenta. Sprawdza się zarówno podczas standardowych procedur, jak i w sytuacjach, w których bezpośrednia wizualizacja dróg oddechowych jest utrudniona. Zastosowanie kamery oraz kolorowego wyświetlacza pozwala na wygodną obserwację pola intubacji i ułatwia precyzyjne prowadzenie rurki intubacyjnej.

Urządzenie wyposażono w ekran LCD o przekątnej 3,5 cala, który zapewnia czytelny obraz podczas wykonywania procedury. Regulowany wyświetlacz można ustawić pod odpowiednim kątem, co poprawia komfort pracy operatora i pozwala dopasować pozycję ekranu do warunków wykonywania intubacji. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, przy pacjentach leżących w nietypowej pozycji lub w warunkach ratowniczych.

Wbudowana kamera wysokiej rozdzielczości umożliwia dokładną ocenę struktur anatomicznych dróg oddechowych. Funkcja anti-fog ogranicza parowanie obrazu, co pomaga utrzymać dobrą widoczność podczas całej procedury. Dodatkowe oświetlenie LED wspomaga obserwację pola zabiegowego i pozwala uzyskać wyraźny obraz nawet przy słabszych warunkach oświetleniowych.

Wideo laryngoskop VL3R współpracuje z łyżkami wielorazowego użytku, wykonanymi z trwałej stali medycznej. Ich konstrukcja zapewnia odpowiednią sztywność, odporność mechaniczną oraz możliwość wielokrotnego stosowania po przeprowadzeniu właściwego procesu dekontaminacji. Zaokrąglone krawędzie oraz niski profil łyżek ułatwiają wprowadzenie urządzenia i ograniczają ryzyko urazów mechanicznych.

Model VL3R umożliwia również wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów, co pozwala dokumentować przebieg procedury, wspierać analizę przypadków klinicznych oraz wykorzystywać urządzenie w celach szkoleniowych. Zasilanie akumulatorowe zapewnia mobilność i gotowość do pracy bez konieczności stałego podłączenia do źródła zasilania.

Dzięki kompaktowej budowie, ergonomicznej rękojeści i intuicyjnej obsłudze wideolaryngoskop VL3R jest praktycznym rozwiązaniem dla placówek medycznych, zespołów ratowniczych oraz ośrodków szkoleniowych.

Przeznaczenie

Produkt ze względu na swoje uniwersalne działanie znajdzie szerokie zastosowanie m. in. w:

- anestezjologii,
- medycynie ratunkowej,
- szpitalnych oddziałach ratunkowych,
- oddziałach intensywnej terapii,
- zespołach ratownictwa medycznego,
- pracowniach i centrach szkoleniowych.

Specyfikacja techniczna

- ekran TFT-LCD o przekątnej 3,5 cala i rozdzielczości 640 × 480 px,
- regulowany wyświetlacz: 0-140° góra/dół oraz 0-180° lewo/prawo,
- kamera wysokiej rozdzielczości 2.0 Mpx,
- kąt widzenia kamery: 66°,
- oświetlenie LED wspomagające obserwację pola intubacji (o natężeniu ≥ 400 lx przy $h = 30$ mm),
- funkcja anti-fog – podgrzewanie zapobiegające parowaniu,
- wbudowana karta SD o pojemności 32 GB,
- akumulator litowo-jonowy o pojemności 3200 mAh,
- czas pracy baterii: ≥ 120 minut,
- żywotność akumulatora: ≥ 300 cykli ładowania,
- czas ładowania: 4-6 godzin,
- łyżki wykonane ze stali medycznej 316,
- stopień ochrony łyżek względem płynów: IPX8,
- port micro USB do ładowania urządzenia oraz przesyłania zapisanych zdjęć i nagrań na komputer,
- wyjście micro HDMI do podłączenia wideolaryngoskopu do zewnętrznego ekranu, np. monitora lub telewizora,

Zawartość zestawu

- wideolaryngoskop VL3R,
- łyżka wielorazowa Macintosh nr 2,
- łyżka wielorazowa Macintosh nr 3,
- łyżka wielorazowa Macintosh nr 4,
- solidna walizka ochronna do przechowywania i transportu,
- zasilacz sieciowy z kablem USB,

- instrukcja obsługi w języku polskim

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.