

ZASILACZ BRAYDEN / BRAYDEN PRO / BRAYDEN BABY



Zasilacz do fantomów Brayden

kod: IM13-OA01

Zasilacz sieciowy do manekinów Brayden, można stosować go zamiennie z bateriami.

Specyfikacje:

- Wejście prądu przemiennego 110-240 V, wyjście prądu stałego 9 V 1,5 A - 1
 - Waga: 0,1 kg
 - Wymiary: 8,5 × 5,9 × 7,9 cm
 - Długość kabla: 2,5 m
-

Zasilacz do fantomów Brayden

kod: IM13-OA01

Zasilacz sieciowy do manekinów Brayden, można stosować go zamiennie z bateriami.

Specyfikacje:

- Wejście prądu przemiennego 110-240 V, wyjście prądu stałego 9 V 1,5 A - 1
- Waga: 0,1 kg
- Wymiary: 8,5 × 5,9 × 7,9 cm
- Długość kabla: 2,5 m

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.