

ZASTAWKA DRÓG ODDECHOWYCH BRAYDEN / BRAYDEN PRO



Zastawka górnych dróg oddechowych Brayden

kod: IM13-SA08

Wymienny zawór oddechowy do wszystkich typów manekinów Brayden z serii Adult.

Zawór posiada miejsce na zamontowanie dwóch filtrów (oddechowy i gumową zastawkę) i podłączenie go do płuc.

Zawór nie zawiera filtrów.

Waga: 0,0012 kg

Wymiary: 6,1 × 5,2 × 5 cm

Ilość: 1 szt.

Zastawka górnych dróg oddechowych Brayden

kod: IM13-SA08

Wymienny zawór oddechowy do wszystkich typów manekinów Brayden z serii Adult.

Zawór posiada miejsce na zamontowanie dwóch filtrów (oddechowy i gumową zastawkę) i podłączenie go do płuc.

Zawór nie zawiera filtrów.

Waga: 0,0012 kg

Wymiary: 6,1 × 5,2 × 5 cm

Ilość: 1 szt.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.