

ZESTAW 12 LEKKICH FANTOMÓW PRESTAN INFANT ULTRALITE LED



Zestaw 12 fantomów Prestan Ultralite do nauki RKO, zapakowany w poręczną torbę transportową, przeznaczony do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u niemowląt.

Kod produktu: PP-IULM-1200M-MS

Kod produktu: FAN-213

9 670,00 zł z VAT, 7 861,79 zł netto

Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Infant Ultralite to wiernie odwzorowany tors niemowlęcia, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Infant Ultralite posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- **wskaźnik świetlny**, który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (dioda LED), słyszy (system „klik-klak”).
- Prestan Ultralite to fantom, który łączy **lekkość z prostotą montażu**, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas szkoleń prowadzonych w różnych miejscach. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwy transport, dając pełną swobodę w organizacji zajęć, gdziekolwiek ich potrzebujesz.

Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała niemowlęcia, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii niemowlęcia
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji

Charakterystyka użytkowa

Prestan Infant Ultralite to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Infant Ultralite jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem.

Skład oferowanego zestawu

- 12x fantom niemowlęcia ze wskaźnikiem LED Prestan Infant Ultralite
- 150 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

