

# ZESTAW 14 SZYN KRAMERA W TORBIE TRANSPORTOWEJ (POKROWCE WIELORAZOWE)



Kompletny zestaw składający się z 14 sztuk szyn Kramera, umieszczonych w powleczeniach wykonanych z materiału, który **nie przepuszcza płynów**, a także charakteryzuje się **łatwością w dezynfekcji**. Całość została umieszczona w torbie transportowej wykonanej z identycznego materiału, który **jest nieprzeziąkliwy i łatwo zmywalny**.

---

Kod produktu: TIU-028

670,00 zł z VAT, 620,37 zł netto

## Opis

Kompletny zestaw składający się z 14 sztuk szyn Kramera, umieszczonych w powleczeniach wykonanych z materiału, który **nie przepuszcza płynów**, a także charakteryzuje się **łatwością w dezynfekcji**. Całość została umieszczona w torbie transportowej wykonanej z identycznego materiału, który **jest nieprzeziąkliwy i łatwo zmywalny**, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie produktu, a także bezproblemowe utrzymanie go w czystości. Wewnątrz pokrowca znajdują się dwa rzepy służące do spięcia szyn Kramera razem. Pokrowiec posiada dwa uchwyty, dzięki którym produkt można transportować w dłoni lub zarzucić na ramię.

## Wymiary szyny Kramera wchodzących w skład zestawu

- 150 x 15 cm
- 150 x 12 cm
- 120 x 12 cm
- 100 x 10 cm
- 90 x 12 cm - 2 sztuki
- 80 x 12 cm
- 80 x 10 cm
- 70 x 10 cm
- 70 x 7 cm
- 60 x 8 cm
- 60 x 7 cm
- 25 x 5 cm - 2 sztuki

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy**

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.