

# ZESTAW 4 FANTOMÓW Z DIODAMI LED PRESTAN CHILD



Zestaw 4 fantomów Prestan do nauki RKO, zapakowany w poręczną torbę transportową, przeznaczony do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci.

**Kod produktu:** PP-CM-400M-MS

**GTIN:** 811675020312

---

**Kod produktu:** FAN-210

**GTIN:** 811675020312

**3 810,00 zł z VAT, 3 097,56 zł netto**

## Opis

Fantom szkoleniowy Prestan Child to wiernie odwzorowany tors dziecka w wieku około 7 lat, dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora AED. W manekinie uwzględniono wszystkie niezbędne elementy anatomii dziecka tak, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. O poprawności wykonywanych uciśnień informuje widoczna dioda LED, która zmienia kolor na czerwony lub zielony.

## Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy Prestan Child posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany **wskaźnik świetlny** (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na torsie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „**klik-klak**”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość 5 - 6 cm
- unikalny **mechanizm dostosowujący siłę ucisku** klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system “klik-klak”) i czuje (system oporowy)

## Właściwości produktu w realizacji realistycznych szkoleń

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała dziecka, co sprawia, że zajęcia









szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii dziecka w wieku około 7 lat
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, który daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu

### Charakterystyka użytkowa

Prestan Child to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada **najdłuższą na rynku gwarancję** producencką wynoszącą **3 lata** od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan Child jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

### Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

### Skład oferowanego zestawu

- 4x fantom dziecka Prestan Child ze wskaźnikiem LED,
- 50 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa / matę do ćwiczeń,
- 3 letnią gwarancję.

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Producent**

PRESTAN Products, LLC  
5101 Naiman Parkway,  
Solon, OH 44139  
Stany Zjednoczone  
+1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

PRESTAN Europe B.V.  
Celsiusstraat 15  
6003 DG Weert  
Holandia  
+31 495 76 01 55  
info@prestaneurope.eu

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.