

## ZESTAW 5 FANTOMÓW Z DIODAMI PRESTAN FAMILY



Zestaw Prestan Professional Family składa się z dwóch manekinów osoby dorosłej, jednego manekina dziecka oraz dwóch manekinów niemowląt. Zapakowany w poręczną torbę transportową stanowi idealny zestaw do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) na szerokim spektrum potencjalnych poszkodowanych. Wszystkie manekiny są wyposażone w monitor informacji zwrotnej dotyczącej CPR.

**Kod produktu:** PP-FM-500M-MS

---

**Kod produktu:** FAN-177

**4 660,00 zł z VAT, 3 788,62 zł netto**









### Opis

Zestaw Prestan Professional Family składa się z dwóch manekinów osoby dorosłej, jednego manekina dziecka oraz dwóch manekinów niemowląt. Zapakowany w poręczną torbę transportową stanowi idealny zestaw do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) na szerokim spektrum potencjalnych poszkodowanych. Wszystkie manekiny są wyposażone w monitor informacji zwrotnej dotyczącej CPR.

To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

- [Fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult](#)
- [Fantom dziecka z diodami LED Prestan Child](#)
- [Fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant](#)

### Opis działania wskaźnika LED

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

### Skład oferowanego zestawu

- 2x Fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult
- 2x Fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant
- 1x Fantom dziecka z diodami LED Prestan Child
- 20x wymienne drogi oddechowe do Prestan Adult
- 20x wymienne drogi oddechowe Prestan Infant
- 10x wymienne drogi oddechowe Prestan Child
- Torba transportowa

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.