

## ZESTAW 5 FANTOMÓW Z DIODAMI PRESTAN FAMILY



Zestaw Prestan Professional Family składa się z dwóch manekinów osoby dorosłej, jednego manekina dziecka oraz dwóch manekinów niemowląt. Zapakowany w poręczną torbę transportową stanowi idealny zestaw do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) na szerokim spektrum potencjalnych poszkodowanych. Wszystkie manekiny są wyposażone w monitor informacji zwrotnej dotyczącej CPR.

**Kod produktu:** PP-FM-500M-MS

---

**Kod produktu:** FAN-177

**4 660,00 zł z VAT, 3 788,62 zł netto**

### Opis

Zestaw Prestan Professional Family składa się z dwóch manekinów osoby dorosłej, jednego manekina dziecka oraz dwóch manekinów niemowląt. Zapakowany w poręczną torbę transportową stanowi idealny zestaw do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) na szerokim spektrum potencjalnych poszkodowanych. Wszystkie manekiny są wyposażone w monitor informacji zwrotnej dotyczącej CPR.

To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

- [Fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult](#)
- [Fantom dziecka z diodami LED Prestan Child](#)
- [Fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant](#)

### Opis działania wskaźnika LED

|                                                                     |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia                              |   |
| W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED |  |
| Poniżej 60 ucisków na minutę                                        |  |
| Od 60 do 79 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 80 do 99 ucisków na minutę                                       |  |
| Od 100 do 120 ucisków na minutę                                     |  |
| Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)                    |  |
| Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)        |  |

### Skład oferowanego zestawu

- 2x Fantom osoby dorosłej z diodami LED Prestan Adult
- 2x Fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant
- 1x Fantom dziecka z diodami LED Prestan Child
- 20x wymienne drogi oddechowe do Prestan Adult
- 20x wymienne drogi oddechowe Prestan Infant
- 10x wymienne drogi oddechowe Prestan Child
- Torba transportowa

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

PRESTAN Products, LLC

5101 Naiman Parkway,

Solon, OH 44139

Stany Zjednoczone

+1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

PRESTAN Europe B.V.

Celsiusstraat 15

6003 DG Weert

Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.