

ZESTAW 6 RUREK USTNO-GARDŁOWYCH GUEDELA (0-5)



Zestaw 6 sztuk rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służących udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiającego stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

Kod produktu: INT-013

12,00 zł z VAT, 11,11 zł netto

Opis

Zestaw 6 sztuk rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służących udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiającego stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

Zastosowanie

- wyrób stosowany podczas prowadzenia wentylacji płuc
- umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych
- zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji udzielania pomocy
- ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej

Rozmiary w zestawie

- 5 – pomarańczowy: 11 cm
- 4 – czerwony: 10 cm
- 3 – żółty: 9 cm
- 2 – zielony: 8 cm
- 1 – biały: 7 cm
- 0 – czarny: 6 cm

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co.,Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co.,Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.