

## ZESTAW 6 RUREK USTNO-GARDŁOWYCH GUEDELA (0-5)



Zestaw 6 sztuk rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służących udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiającego stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

---

**Kod produktu:** INT-013

**12,00 zł z VAT, 11,11 zł netto**

### Opis

Zestaw 6 sztuk rurek ustno-gardłowych typu Guedel'a służących udrożnianiu górnych dróg oddechowych. Produkt sterylny, wykonany z przezroczystego PVC umożliwiającego stwierdzenie ciała obcego w świetle rurki.

### Zastosowanie

- wyrób stosowany podczas prowadzenia wentylacji płuc
- umożliwia udrożnienie górnych dróg oddechowych
- zapewnia ratownikowi komfort prowadzenia zabiegów oraz podnosi skuteczność prowadzonej akcji udzielania pomocy
- ułatwia stabilizację rurki intubacyjnej

### Rozmiary w zestawie

- 5 – pomarańczowy: 11 cm
- 4 – czerwony: 10 cm
- 3 – żółty: 9 cm
- 2 – zielony: 8 cm
- 1 – biały: 7 cm
- 0 – czarny: 6 cm

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Xiamen Compower Medical Tech. Co.,Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Xiamen Compower Medical Tech. Co.,Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.