

ZESTAW DO KONIKOTOMII QUICKTRACH I W TUBIE



Quicktrach to sterylny zestaw przeznaczony do wykonania szybkiej i bezpiecznej konikotomii zapakowany w tubie. Zastosowanie produktu umożliwia wentylację poszkodowanego bezpośrednio przez tchawicę, przy użyciu worka resuscytacyjnego, respiratora czy metodą “usta-usta”.

Kod produktu: SZK-PARENT-36190

549,00 zł z VAT, 508,33 zł netto

Opis

Quicktrach to sterylny zestaw przeznaczony do wykonania szybkiej i bezpiecznej konikotomii zapakowany w tubie. Zastosowanie produktu umożliwia wentylację poszkodowanego bezpośrednio przez tchawicę, przy użyciu worka resuscytacyjnego, respiratora czy metodą “usta-usta”. Zestaw dedykowany szczególnie w sytuacjach, gdy udrożnienie górnych dróg oddechowych poszkodowanego jest niemożliwe. Co ważne, użycie zestawu Quicktrach nie wymaga nacięcia skóry, a jego bezpieczna konstrukcja eliminuje ryzyko uszkodzenia tylnej ściany tchawicy podczas wkłucia. Dodatkowo pewnie stabilizuje dościsnięcie dotchawiczne i uniemożliwia przypadkowe wysunięcie zestawu z tchawicy.

Zestaw jednorazowego użytku zapakowany w tubie, co zapewnia łatwy dostęp do zawartości. Produkt oferowany w rozmiarze dla osób powyżej 10 lat (kaniula o średnicy 4 mm).

Zawartość zestawu:

- aplikator dościsnięcia dotchawicznego
- strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania
- opaska stabilizująca
- elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Dla dzieci, Dla dorosłych

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.