

# ZESTAW DO KONIKOTOMII QUICKTRACH I



Quicktrach to sterylny zestaw przeznaczony do wykonania szybkiej i bezpiecznej konikotomii. Zastosowanie produktu umożliwia wentylację poszkodowanego bezpośrednio przez tchawicę, przy użyciu worka resuscytacyjnego, respiratora czy metodą “usta-usta”.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-6145

**509,00 zł z VAT, 471,30 zł netto**

## Opis

Quicktrach to sterylny zestaw przeznaczony do wykonania szybkiej i bezpiecznej konikotomii. Zastosowanie produktu umożliwia wentylację poszkodowanego bezpośrednio przez tchawicę, przy użyciu worka resuscytacyjnego, respiratora czy metodą “usta-usta”. Zestaw dedykowany szczególnie w sytuacjach, gdy udrożnienie górnych dróg oddechowych poszkodowanego jest niemożliwe. Co ważne, użycie zestawu Quicktrach nie wymaga nacięcia skóry, a jego bezpieczna konstrukcja eliminuje ryzyko uszkodzenia tylnej ściany tchawicy podczas wkłucia. Dodatkowo pewnie stabilizuje dojście dotchawiczne i uniemożliwia przypadkowe wysunięcie zestawu z tchawicy.

Zestaw jednorazowego użytku w przezroczystym opakowaniu, co zapewnia łatwy dostęp do zawartości. Produkt oferowany w rozmiarze dla osób powyżej 10 lat (kaniula o średnicy 4 mm).

## Zawartość zestawu

- aplikator dojścia dotchawicznego
- strzykawka do pneumatycznego zabezpieczenia
- opaska stabilizująca
- elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

## Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Dla dzieci, Dla dorosłych

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

VBM Medizintechnik GmbH, Niemcy

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.