

# ZESTAW DO REANIMACJI BLACK FRONT



Zestaw do reanimacji to produkt do profesjonalnego użytku przeznaczony dla wykwalifikowanych jednostek medycznych pracujących w terenie.

**Prezentowane zdjęcia są poglądowe, pełne wyposażenie zestawu znajduje się w opisie poniżej.**

---

**Kod produktu:** ZEST-002-ZOZ

**2 980,00 zł z VAT, 2 759,26 zł netto**

## Opis

Zestaw do reanimacji to produkt do profesjonalnego użytku przeznaczony dla wykwalifikowanych jednostek medycznych pracujących w terenie. Zestaw zawiera wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie procedur medycznych w tym:

1. Tlenoterapii biernej
2. Tlenoterapii czynnej + odsysanie
3. Intubacji i udrażniania dróg oddechowych
4. Podawania płynów i wykonywania iniekcji
5. Opatrywania ran
6. Indywidualna ochrona ratowników

## Skład wyposażenia zestawu:

### 1. Tlenoterapia bierna

- Butla na tlen medyczny z możliwością pracy w pionie o pojemności minimum 400 litrów O<sub>2</sub> przy ciśnieniu maksymalnym 200 bar z zaworem w wersji DIN G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- Reduktor tlenowy z króćcem oraz szybkozłączem typu AGA , z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"
- Przewód tlenowy o długości 10 m
- Maski tlenowe dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1 m
- Maski tlenowe dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1 m

## 2. Tlenoterapia czynna + odsysanie

- Resuscytator wielorazowego użytku (silikonowy) dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1 m
- Maską twarzową silikonową do resuscytatora dla dzieci (rozmiar nr 3)
- Jałowy filtr przeciwbakteryjny - 5 sztuk
- Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych

## 3. Intubacja i udrażnianie dróg oddechowych

- Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel'a (rozmiary 0-5) - 6 sztuk
- Maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) - 3 sztuki
- Rurka intubacyjna bez mankietu (rozmiary 5, 6, 7, 8) - 4 sztuki
- Laryngoskop jednorazowy metalowy z łyżkami typu McIntosch Nr 1, 2, 3, 4

## 4. Podawanie płynów, iniekcje

- Strzykawka 2 ml - 2 sztuki
- Strzykawka 5 ml - 2 sztuki
- Strzykawka 10 ml - 2 sztuki
- Strzykawka 20 ml - 2 sztuki
- Igła do iniekcji 0.9 x 40 mm - 5 sztuk
- Igła do iniekcji 1.1 x 40 mm - 5 sztuk
- Kaniula 0,9 x 25 mm - 2 sztuki
- Kaniula 1,1 x 32 mm - 2 sztuki
- Kaniula 1,3 x 45 mm - 2 sztuki
- Kaniula 1,5 x 45 mm - 2 sztuki
- Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych
- Staza uciskowa do pobierania krwi
- Opatrunek do mocowania kaniul - 5 sztuk

## 5. Opatrywanie ran

- Kompres z gazy niejałowy 5 x 5 cm - 100 sztuk
- Opaska elastyczna 10 cm x 4 m - 3 sztuki
- Opaska elastyczna 12 cm x 4 m - 3 sztuki
- Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m - 5 sztuk
- Gaza opatrunkowa jałowa 1 m<sup>2</sup> - 3 sztuki
- Gaza opatrunkowa jałowa ½ m<sup>2</sup> - 3 sztuk

- Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m
- Plaster poiniekcyjny - 5 sztuk

## 6. Indywidualna ochronę ratowników

- Rękawiczki nitrylowe - 10 sztuk

## 7. Zestaw uzupełniający

- Kleszcze Magilla
- Latarka diagnostyczna
- Sól fizjologiczna 0,9% 250 ml - 2 sztuki
- Płyn do dezynfekcji rąk i skóry, opakowanie 250 ml z atomizerem
- Nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane
- Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb

Do zestawu dołączone jest także puste ampularium na leki.

## Torba ratownicza BLACK FRONT, model BF-L

Modułowa torba ratownicza Black Front, model BF-L to wszechstronne rozwiązanie transportowe na potrzeby służb ratowniczych, dla których istotnym parametrem jest duża pojemność przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru. Ta unikatowa cecha sprawia, że torba BF-L sprostą najcięższym wymaganiom podczas akcji ratowniczych w różnych warunkach i z różnym wyposażeniem. Torbę cechuje wysoka funkcjonalność, dobór najwyższej jakości materiałów i komponentów oraz przemyślane rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają możliwość podjęcia natychmiastowej pomocy.

### Charakter modułowy

Cechą charakterystyczną torby BF-L jest szybki i wygodny dostęp do dowolnego wyposażenia zestawu, który umożliwia udzielenie błyskawicznej pomocy poszkodowanemu. Produkt ma **charakter modułowy**, co oznacza, że znaczną część wyposażenia można umieścić w saszetkach segregacyjnych o różnych kolorach, przeznaczonych do konkretnych typów urazów i działań ratowniczych. Do dyspozycji użytkownika są **4 sztuki saszetek**. Każda z nich posiada przezroczyste okienko pozwalające na kontrolowanie zawartości bez otwierania jej oraz wygodne rączki, na których umieszczono miejsca na plakietki informujące o rodzaju wyposażenia. Co istotne, **frontalna część torby jest odczepiana** od reszty konstrukcji i może tym samym stanowić osobną, niezależną apteczkę.

### Materiał i użyte komponenty

Do uszycia torby wykorzystano najlepsze materiały i komponenty gwarantujące niezawodność. Torba ratownicza Black Front model BF-L została stworzona z certyfikowanego materiału **poliestrowego powlekanego POLYPLANEM** z atestem **odporności ogniowej** DIN EN 13 501-1. Istotnym parametrem tej tkaniny jest niezwykła wytrzymałość na przetarcia oraz wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zewnętrzna powłoka chroni przed przesiąkaniem płynów co gwarantuje torbie **wodoszczelność** oraz umożliwia szybkie i **bezproblemowe czyszczenie** z wykorzystaniem powszechnych środków dezynfekcyjnych. Bezpieczeństwo wyposażenia oraz trwałość kształtu torby

zapewnia **lekki stelaż wykonany** z pianki izolacyjnej wzmocnionej wytrzymałym plastyfikatorem. Dzięki temu produkt cechuje się wysoką wytrzymałością i sztywnością przy jednoczesnym zachowaniu niewielkiej wagi. Przy konstruowaniu torby użyto także markowych komponentów tj.:

- profesjonalne i niełamliwe zamki błyskawiczne firmy YKK, 10 mm
- bardzo wytrzymałe elementy plastikowe firmy NEXUS
- certyfikowane taśmy odblaskowe firmy Reflexite
- tytanowe nici Reutex

### Charakterystyka torby

- Wymiary: 32 x 40 x 62 cm
- Pojemność: 64 l
- Modułowy charakter – w skład torby wchodzi **4 sztuki kolorowych saszetek** segregacyjnych oraz istnieje możliwość odłączenia przedniej kieszeni
- Projekt torby składa się z komory głównej oraz pięciu kieszeni – dwóch bocznych, tylnej, frontальной oraz wierzchniej:
  - Lewa kieszeń boczna: zawiera kieszeń siatkową oraz otwór z bezpośrednim dostępem do reduktora i butli bez konieczności otwierania komory głównej
  - Prawa kieszeń boczna: zawiera ogumowane mocowania oraz kieszeń siatkową
  - Tylne kieszenie: dedykowane do umieszczenia kołnierzy ortopedycznych
  - Kieszeń frontальная: posiada liczne ogumowane mocowania oraz dedykowane miejsce na nożyczki ratownicze
  - Kieszeń wierzchnia: posiada ogumowane mocowania zabezpieczone na całej powierzchni dodatkową siatką, a po przeciwnej stronie kieszeń siatkową na zamek
  - Komora główna: zawiera miejsce na butlę tlenową oraz przestrzeń na trzy saszetki modułowe w różnych kolorach
- Możliwość przenoszenia torby w rękę za pomocą uchwytu lub na ramieniu za pomocą paska oraz jako plecak dzięki chowanym z tyłu wygodnym szelkom z systemem pasów
- Wiele elementów odblaskowych przesytych mocnymi nićmi w trzech miejscach wzdłuż krawędzi dla zapewnienia maksymalnej trwałości i ochrony przed zerwaniem. Z przodu torby umieszczono emblemat gwiazdy życia
- Spód torby zabezpieczono umieszczeniem **9 sztuk elementów ochronnych** z wytrzymałej gumy typu "jeżyk"

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Podmiot zestawiający system lub zestaw zabiegowy

MED-WAR Tomasz Warzybok, Polska

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.