

ZESTAW DO ZAPOBIEGANIA HIPOTERMII HPMK



Profesjonalny zestaw HPMK® (Hypothermia Prevention and Management Kit) to zaawansowane rozwiązanie do zapobiegania hipotermii podczas udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach taktycznych i cywilnych. Rekomendowany przez CoTCCC, zapewnia skuteczną ochronę przed utratą ciepła, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Kod produktu: 80-0027

GTIN: 842209110971

Kod produktu: RT-143

GTIN: 842209110971

810,00 zł z VAT, 750,00 zł netto

Opis

Profesjonalny zestaw HPMK® (Hypothermia Prevention and Management Kit) to zaawansowane rozwiązanie do zapobiegania hipotermii podczas udzielania pomocy poszkodowanym w warunkach taktycznych i cywilnych. Rekomendowany przez CoTCCC, zapewnia skuteczną ochronę przed utratą ciepła, nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Specyfikacja:

- Rekomendacja TCCC (Committee on Tactical Combat Casualty Care)
- 10 godzin suchego ciepła – samonagrzewająca się, aktywowana tlenem wkładka (bez zasilania zewnętrznego)
- 4-warstwowa tkanina kompozytowa z warstwą odbijającą ciepło – doskonała izolacja termiczna
- Zwężany kształt – maksymalizacja efektu izotermicznego Wbudowany kaptur oraz zintegrowana wkładka pochłaniająca płyny
- Zapięcia na rzepy 360° (szer. 3,8 cm) – szybki dostęp przy minimalnym odsłonięciu poszkodowanego
- Wzmocniona konstrukcja – udźwig powyżej 113 kg
- Próżniowe pakowanie – kompaktowy rozmiar i łatwe przechowywanie
- Etui z technologią Red Tip Technology® – szybkie otwarcie i natychmiastowe użycie
- Patent USA: 7,766,950 B2

Zawartość zestawu:

- 1 × Powłoka odbijająca ciepło (HRS™) z wbudowanym kapturem
- 1 × Samonagrzewająca się wkładka
- 1 × Plastikowy worek próżniowy

Wymiary i waga:

- Zestaw spakowany (HPMK®): 17,1 cm (wys.) × 26,7 cm (szer.) × 14 cm (gł.)
- Waga: 1,6 kg
- Powłoka po rozłożeniu: 198 cm (dł.) × 109 cm (szer.)

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

North American Rescue, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MDI Europa GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

North American Rescue, Stany Zjednoczone