



ZESTAW - FANTOM OSOBY DOROSŁEJ AMBUMAN SAM + DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY XFT-120C+

Zestaw szkoleniowy do nauki udzielania pierwszej pomocy, składający się z fantoma AMBU SAM i trenażera AED XFT 120c+.

Kod produktu: FAN-076

1 860,00 zł z VAT, 1 512,20 zł netto

Opis

AMBU SAM - MANEKIN SZKOLENIOWY

Fantom AMBU SAM to idealne rozwiązanie do nauki udzielania pierwszej pomocy na poziomie BLS/AED. Na torsie są zaznaczone anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiające naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z algorytmem BLS /AED. Kształt torsu i głowy jest wyjątkowo realistyczny. Ambu SAM jest kompaktowym fantomem, w którym odłączoną głowę można umieścić wewnątrz torsu. Dzięki tej właściwości fantom, podczas przechowywania lub transportu zajmuje mało miejsca. Głowę łączy się z torsem bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Tak jak wszystkie fantomy Ambu do nauki RKO, Ambu SAM wyposażony jest w system higieny zabezpieczający ćwiczących przed infekcjami krzyżowymi. Każdy uczestnik szkolenia korzysta z własnej maski (części twarzy) oraz worka na wdmuchiwanie powietrza. Po zakończeniu ćwiczeń maskę należy wymyć/zdezynfekować, a worek wyrzucić. Zintegrowany wskaźnik informuje o głębokości wykonywanych uciśnień.

Właściwości

- wyczuwalne punkty anatomiczne na klatce piersiowej manekina
- drogi oddechowe udrażniające się jedynie po odchyleniu głowy do tyłu
- system higieny zabezpieczający ćwiczących przed przenoszeniem infekcji
- realizm podczas wykonywania oddechów – widoczny ruch klatki piersiowej oraz słyszalny i wyczuwalny wydech poprzez usta i nos
- zintegrowany wskaźnik informujący o głębokości uciskania
- wymiary: 70 x 33 x 20 cm, waga ok. 3 kg

Skład zestawu

- tors manekina Ambu SAM

- wymienna maska (część twarzowa)
- 25 worków na powietrze
- instrukcja obsługi
- torba transportowa

TRENAŻER AED

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych!

- komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- w zestawie 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci
- zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego
- wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych
- scenariusze są zgodne z programem szkolenia AED Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiej Rady Resuscytacji
- możliwość sterowania za pomocą dołączonego pilota
- wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui

Skład zestawu

- trenażer XFT 120c+
- elektrody dla osób dorosłych – 3 sztuki
- elektrody pediatryczne – 2 sztuki
- pilot sterowania
- torba transportowa
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Fantom osoby dorosłej AmbuMan Sam

Producent

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 DK-2750 Ballerup
 Dania
 +45 7225 2000
 ambu@ambu.com

Defibrylator szkoleniowy XFT-120C+

Producent

Shenzhen XFT Medical Limited

203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,

#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen

Chiny

+86 755 2988 8818

xft@xft.cn

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.