

# ZESTAW - FANTOM OSOBY DOROSŁEJ LAERDAL LITTLE ANNE QCPR + DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY SHENZHEN XFT- 120C+



Fantom treningowy Little Anne QCPR firmy Laerdal świetnie sprawdzi się podczas prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy, a dzięki technologii QCPR osoba szkolona będzie mogła na bieżąco monitorować swoją efektywność w wykonywaniu ucisków na fantomie. Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych!

**Producentem fantomów jest firma Laerdal Medical, a defibrylatora szkoleniowego Shenzhen XFT.**

---

**Kod produktu:** FAN-040

**1 990,00 zł z VAT, 1 617,89 zł netto**

## Opis

Fantom Laerdal Little Anne QCPR to wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej. Produkt posiada niezbędne elementy anatomiczne dorosłego człowieka (mostek, żebra) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do wykonania "masażu serca". Manekin realistycznie odzwierciedla tors poszkodowanego oferując także uniesienia klatki piersiowej przy wdechach ratowniczych oraz umożliwia zaciśnięcie nosa, odchylenie głowy, uniesienie podbródka i wyluksowanie żuchwy. Co istotne, Little Anne z rozszerzeniem QCPR umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć i ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym za pomocą **darmowej aplikacji** dedykowanej na urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Takie rozwiązanie sprawia, że szkolenie staje się jeszcze bardziej efektywne i skuteczne. Działanie aplikacji można zobaczyć na poniższym filmiku.

## Cechy manekina

- realistyczna blokada dróg oddechowych – w celu ich udrożnienia niezbędne jest odchylenie głowy do tyłu
- ruchoma żuchwa oraz realistyczne rysy twarzy
- ruchoma klatka piersiowa, która unosi się podczas wdechów ratowniczych
- realistyczne punkty anatomiczne na klatce piersiowej, dzięki którym w łatwy sposób możemy określić miejsce ułożenia rąk
- prawidłowa głębokość wykonywanych ucisków sygnalizowana jest dźwiękiem “KLIK – KLAK”
- podczas uciskania klatki piersiowej wyczuwalny jest opór
- możliwość wentylacji bez przyrządowej metodą usta-usta lub usta-nos
- torba transportowa służy również jako mata treningowa
- gwarancja producencka na okres 24 miesięcy

### **Linki do bezpłatnej aplikacji QCPR**

[Dla kursanta \(Android\) – QCPR Training](#)

[Dla instruktora \(IOS\) – QCPR Training](#)

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

### **Charakterystyka produktu**

- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- W zestawie 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci
- Zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego
- Wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych
- Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA i ERC
- Możliwość sterowania za pomocą dołączonego pilota
- Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui
- Możliwość zmiany języka z polskiego na angielski

### **Skład zestawu**

- trener XFT-120C+
- elektrody dla osób dorosłych – 3 sztuki
- elektrody pediatryczne – 2 sztuki
- zasilacz sieciowy
- kable do podłączenia elektrod
- pilot sterowania
- torba transportowa

- instrukcja obsługi w języku polskim

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### **Fantom osoby dorosłej Laerdal Little Anne QCPR**

#### **Producent**

Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilands gate 30  
4002 Stavanger  
Norwegia  
post@laerdal.no  
+47 51 51 17 00

### **Defibrylator szkoleniowy XFT-120C+**

#### **Producent**

Shenzhen XFT Medical Limited  
203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,  
#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen  
Chiny  
+86 755 2988 8818  
xft@xft.cn

#### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MEDIS Ewelina Warzybok  
Północna 145C  
62-005 Promnice  
Polska  
+48 789 772 898  
aed@reanibex.pl

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.