

ZESTAW - FANTOM OSOBY DOROSŁEJ Z TAŚMAMI LED BRAYDEN (BIAŁY) + DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY XFT-120C+



Brayden to manekin do nauki RKO posiadający wskaźnik LED informujący o prawidłowo wykonywanych uciskach klatki piersiowej.

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

Kod produktu: FAN-115

2 990,00 zł z VAT, 2 430,89 zł netto

Opis

Fantom Brayden posiadający wskaźniki świetlne, które pokazują w czasie rzeczywistym efekty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Fantom jest wyposażony w trzy połączone ze sobą światła LED, które świecą w pełni tylko wtedy, gdy głębokość i szybkość ucisków jest prawidłowa.

Brayden posiada dźwiękowy sygnalizator poprawnej głębokości uciśnień, który można wyłączyć.

Główne zalety fantoma Brayden:

- realistyczne ruchy klatki piersiowej
- możliwość odchylenia głowy i podniesienia brody do otwarcia dróg oddechowych
- możliwość zaciśnięcia nosa
- nowy zestaw baterii alkalicznych wystarczy aż do 160.000 ucisków
- Brayden korzysta z technologii state-of-the-art z mniejszą ilością ruchomych części i przewodów, co powoduje, że jego żywotność staje się znacznie dłuższa

W zestawie:

- manekin Brayden
- dodatkowa część twarzowa
- dodatkowe płuca
- jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania – 10 sztuk
- baterie alkaliczne LR14 – 6 sztuk
- torba transportowa stanowiąca matę treningową
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Opcjonalnie fantom może być zasilany zasilaczem sieciowym 9V 1A.

Trenażer AED

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

Charakterystyka produktu:

- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- W zestawie 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci
- Zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego
- Wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych
- Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA i ERC
- Możliwość sterowania za pomocą dołączonego pilota
- Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui
- Możliwość zmiany języka z polskiego na angielski

W zestawie:

- trenażer XFT-120C+
- elektrody dla osób dorosłych – 3 sztuki
- elektrody pediatryczne – 2 sztuki
- zasilacz sieciowy
- kable do podłączenia elektrod
- pilot sterowania
- torba transportowa
- instrukcja obsługi w języku polskim

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Fantom osoby dorosłej z taśmami LED Brayden

Producent

Innosonian Inc.

4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704

Republika Korei

+82 2 533 9410

info@innosonian.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Innosonian Europe

1 Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF

Wielka Brytania

+44 3333 44 55 34

hello@innosonian.eu

Defibrylator szkoleniowy XFT-120C+

Producent

Shenzhen XFT Medical Limited

203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,

#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen

Chiny

+86 755 2988 8818

xft@xft.cn

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Innosonian Inc. 4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704 Republika Korei +82 2 533 9410 info@innosonian.com