

# ZESTAW - FANTOM OSOBY DOROSŁEJ Z TAŚMAMI LED BRAYDEN (CZERWONY) + DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY XFT-120C+



Brayden to manekin do nauki RKO posiadający wskaźnik LED informujący o prawidłowo wykonywanych uciskach klatki piersiowej.

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

---

**Kod produktu:** FAN-067

**2 990,00 zł z VAT, 2 430,89 zł netto**

## Opis

Fantom Brayden posiadający wskaźniki świetlne, które pokazują w czasie rzeczywistym efekty resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Fantom jest wyposażony w trzy połączone ze sobą światła LED, które świecą w pełni tylko wtedy, gdy głębokość i szybkość ucisków jest prawidłowa.

Brayden posiada dźwiękowy sygnalizator poprawnej głębokości uciśnień, który można wyłączyć.

## Główne zalety fantoma Brayden

- realistyczne ruchy klatki piersiowej
- możliwość odchylenia głowy i podniesienia brody do otwarcia dróg oddechowych
- możliwość zaciśnięcia nosa
- nowy zestaw baterii alkalicznych wystarczy aż do 160.000 ucisków
- Brayden korzysta z technologii state-of-the-art z mniejszą ilością ruchomych części i przewodów, co powoduje, że jego żywotność staje się znacznie dłuższa

## Skład zestawu

- manekin Brayden
- dodatkowa część twarzowa
- dodatkowe płuca
- jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania – 10 sztuk
- baterie alkaliczne LR14 – 6 sztuk
- torba transportowa stanowiąca matę treningową
- instrukcja obsługi w języku polskim

Opcjonalnie fantom może być zasilany zasilaczem sieciowym 9V 1A.

## **Trenażer AED**

Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ to sprawdzone urządzenie umożliwiające prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć treningowych z użyciem defibrylatora. Do jego głównych zalet należy możliwość wyboru aż 10 scenariuszy szkoleniowych, solidne wykonanie i bardzo atrakcyjna cena. W zestawie oferowany z 5 parami elektrod dla dzieci i dorosłych.

## **Charakterystyka produktu**

- Komunikaty głosowe w języku polskim i angielskim
- W zestawie 5 kompletów elektrod szkoleniowych: 3x komplety dla dorosłych oraz 2x komplety dla dzieci
- Zasilanie bateryjne lub przy użyciu zasilacza sieciowego
- Wgrane 10 scenariuszy szkoleniowych
- Scenariusze są zgodne z wytycznymi AHA i ERC
- Możliwość sterowania za pomocą dołączonego pilota
- Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w poręcznym etui
- Możliwość zmiany języka z polskiego na angielski

## **Skład zestawu**

- trenażer XFT-120C+
- elektrody dla osób dorosłych – 3 sztuki
- elektrody pediatryczne – 2 sztuki
- zasilacz sieciowy
- kable do podłączenia elektrod
- pilot sterowania
- torba transportowa
- instrukcja obsługi w języku polskim

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Fantom osoby dorosłej z taśmami LED Brayden**

### **Producent**

Innosonian Inc.  
4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704  
Republika Korei  
+82 2 533 9410  
info@innosonian.com

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Innosonian Europe  
1 Chancerygate Way, Farnborough, Hampshire, GU14 8FF  
Wielka Brytania  
+44 3333 44 55 34  
hello@innosonian.eu

## **Defibrylator szkoleniowy XFT-120C+**

### **Producent**

Shenzhen XFT Medical Limited  
203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,  
#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen  
Chiny  
+86 755 2988 8818  
xft@xft.cn

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MEDIS Ewelina Warzybok  
Północna 145C  
62-005 Promnice  
Polska  
+48 789 772 898  
aed@reanibex.pl

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Innosonian Inc. 4F, 62, Bangbae-ro, Seocho-gu, Seoul, 06704 Republika Korei +82 2 533 9410 info@innosonian.com