

# ZESTAW MASEK KRTANIOWYCH PVC 3, 4, 5 + STRZYKAWKA + 3X LUBRYKANT



Zestaw trzech masek krtaniowych w rozmiarach nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką napełniającą oraz trzema lubrykantami. Produkt wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.

---

**Kod produktu:** INT-005

**66,00 zł z VAT, 61,11 zł netto**

## Opis

Zestaw trzech masek krtaniowych w rozmiarach nr 3, 4, 5 wraz ze strzykawką napełniającą oraz trzema lubrykantami. Produkt wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia drożności dróg oddechowych.

## Charakterystyka produktu

- wykonany z przezroczystego, medycznego PVC
- elastyczny mankiet uszczelniający w kształcie elipsy umożliwiający bezpieczną kontrolę oddechu
- korpus maski zawierający dokładny opis – rozmiar maski, przedział wagowy pacjenta oraz objętość mankieta wraz z ciśnieniem jego wypełnienia
- uniwersalny, przezroczysty łącznik 15 mm
- balonik kontrolny z informacją o maksymalnej objętości mankieta wraz z kolorowym zabezpieczeniem umożliwiającym szybką identyfikację rozmiaru maski
- produkt sterylny, jednorazowego użytku

## Skład zestawu

- maski krtaniowe w rozmiarze 3, 4, 5 – po 1 sztuce
- lubrykant w saszetce Optilube – 3 sztuki
- strzykawka do napełniania mankietów

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Maska krtaniowa

**Producent** - Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE** - Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Niemcy

### **Strzykawka**

**Producent** - ZARYS INTERNATIONAL Sp. z o.o., Polska

### **Lubrykant**

**Producent** - Optimum Medical Solutions Ltd, Wielka Brytania

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE** - MT Promedt Consulting GmbH, Niemcy

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

- Bonree Medical Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.